

## Rea® Azalea®



Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (0°-30°) y basculación de asiento con transferencia de peso (+1° a +24°). Ángulo de asiento negativo como opción (-1° a +23°). Distintos tipos de Unidades de asiento disponibles.

Ruedas traseras :16" (Rea Azalea Assist), 22" o 24" (Rea Azalea).

Asiento ajustable en ancho y profundidad.

Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.

Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura

(+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión

5 colores de chasis disponibles.

Versiones para usuarios altos, de talla pequeña o de peso elevado: ver tarifas Azalea

Minor y Alzalea Alta.

Peso máximo del usuario : 135 kg

**Rea Azalea SR-50C** : Código provisional Prescripción: S0009034 : seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:



Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :




Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg



Código	Descripción	P.V.P €
BNA0010	<input checked="" type="checkbox"/> Rea Azalea	1.732,50
BNA8000	Especial	
<b>PROPULSIÓN</b>		
BNA0020	<input checked="" type="checkbox"/> Kit transit: ruedas 16" con freno tambor	1055, 1062, 1072, 1074, 1095;1100;1120
BNA0025	Autopropulsables: ruedas 24"/22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076
BNA0030	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/ 22" con freno tambor	0075;0605;0635;1047, 1072, 1074, 1095
<b>DIMENSIONES ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
BNA0040	390 mm ( Chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BNA0050	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm ( Chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0060	490 mm ( Chasis grande)	0206 <input type="checkbox"/>
<b>EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO ( AJUSTABLE)</b>		
BNA0065	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0075	+100mm (solo para ruedas traseras transit 16")	0110 <input type="checkbox"/>
BNA0085	Sin extensión asiento	0206 <input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
BNA0100	430-500 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
BNA0110	400 mm. No para combinar con ruedas delanteras de 200 mm. y tubos porta paletas largos	0370, 1015, 1020, 1022, 1025, 1062 <input type="checkbox"/>
BNA0120	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm.	1055 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ÁNGULO ASIENTO</b>		
BNA0127	Ángulo asiento negativo de -1 a +23° (std +1 to +24°)	0360 <input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
BNA0130	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0140	Asiento deslizante	0720 183,86
<b>COJÍN</b>		
BNA0164	Cojín Flo-tech Contour Visco NG 	NC 0191, 0201, 0202 105,43
BNA0165	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín Floshape	NC 0191, 0201, 0202 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO COJÍN</b>		
BNA0191	Terciopelo negro TR35	<input type="checkbox"/>
BNA0201	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado suave negro TR26	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0202	Tejido microventilado negro TR36	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>		
<b>RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTE)</b>		
BNA0205	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	0221;0223;0225 <input checked="" type="checkbox"/>
BNA0206	+ 100 mm	0220;0221;0223;0225 <input type="checkbox"/>
BNA0207	Sin extensión anchura respaldo	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>		
BNA0210	<input checked="" type="checkbox"/> Placa respaldo ajustable anchura Flex3	0233;0234;0240;0343;0771 <input checked="" type="checkbox"/>
BNA0220	Respaldo ajustable en tensión ajustable anchura Flex3	0233;0234;0343;0771;0925 <input type="checkbox"/>
BNA0221	Matrx Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días) 	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321;322; 0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896;0925; 920 770,00





Código	Descripción	P.V.P €	
BNA0223	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810;0880;0890;0895;0896; 0925;920	770,00
BNA0225	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896; 0925;920	770,00
BNA0230	Sin respaldo	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0311;0321;0322; 0730;0750;0770;0800; 0810; 0880;0890;0895; 0896;0925;920	○
<b>ALTURA RESPALDO MATRX</b>			
BNA0233	Altura 41 cm		○
BNA0235	Altura 46 cm		○
BNA0234	Altura 51 cm		○
<b>ANCHURA RESPALDOS MATRX</b>			
BNA0241	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
BNA0242	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BNA0243	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BNA0244	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BNA0245	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BNA0246	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BNA0247	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
<b>TIPO ACOLCHADO</b>			
BNA0240	Respaldo acolchado con laterales 05		○
BNA0250	Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BNA0260	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	NC 0322	157,71
BNA0270	◆ Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>			
BNA0311	Terciopelo negro TR35		○
BNA0321	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BNA0322	Tejido microventilado negro TR36		○
<b>PUÑOS</b>			
BNA0335	◆ Puños conectados , sin fijación reposacabeza		◆
BNA0343	Puños conectados, con fijación reposacabeza	0771	
BNA0345	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
<b>ASIENTO</b>			
<b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO</b>			
BNA0350	◆ Basculación asiento y respaldo por pistones gas		◆
BNA0360	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)		600,46
<b>BLOQUEO BASCULACIÓN</b>			
BNA1263	◆ Bloqueo basculación ( ángulo pre ajustado)		◆
<b>REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS</b>			
<b>REPOSAPIÉS CENTRAL</b>			
BNA0370	Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No es posible combinar con tubos + paletas separados, taco abductor , extensión paleta.	0375; 0380; 0390; 0400; 0410; 0430; 0440; 0450; 0460; 0475; 0476; 0477; 0480; 0490; 0510; 0520; 0530; 0540; 0550; 0570; 0580; 0720; 0930; 0940; 0941; 0942; 0945	422,38
<b>POSICIÓN REPOSAPIÉS</b>			
BNA0375	◆ Posición baja, estándar		◆
BNA0376	Posición alta para piernas largas		○
<b>REPOSAPIÉS IZQUIERDO</b>			
BNA0380	Pescante ajustable en ángulo izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0475, 0480, 0490,0942,0945	142,69
BNA0390	◆ Pescante fijo 80º, abatible interior exterior - alu 2003, izq.	0930	◆
BNA0400	Pescante fijo 90º, abatible interior exterior - alu 2003, izq.	0480;0510;0520;0930;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNA0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq	0475;0476;0477;0480;0490;0510; 0520; 0930;0941;0942;0945	144,23
<b>REPOSAPIÉS DERECHO</b>			
BNA0430	Pescante ajustable en ángulo der. Con acolchado rodillas y pantorrillas	(NC : 0475, 0540, 0550, 0942, 0945)	142,69
BNA0440	◆ Pescante fijo 80º, abatible interior exterior - alu 2003, der.	0940	◆
BNA0450	Pescante fijo 90º, abatible interior exterior - alu 2003, der.	0540;0570;0580;0940;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNA0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0476;0477; 0540;0550;0570; 0580; 0940;0941;0942;0945	144,23
<b>PALETA MONOBLOC</b>			
BNA0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
BNA0476	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
<b>REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES</b>			
BNA0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940;0941;0942; 0945	472,77



Código	Descripción		P.V.P €
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>			
BNA0480	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No es posible combinar con extensión paleta	0930;0941;0945	○
BNA0490	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	○
BNA0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No es posible combinar con extensión paleta	0930;0941;0945	○
BNA0520	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	◆
<b>TUBO + PALETA DERECHA</b>			
BNA0540	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No es posible combinar con extensión paleta	0940;0941;0945	○
BNA0550	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	○
BNA0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der. No es posible combinar con extensión paleta	0940;0941;0945	○
BNA0580	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	◆
<b>REPOSABRAZOS (Ajustable en altura, incluye dispos. Cierre reposabrazos)</b>			
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>			
BNA0600	Ajustable en altura, acolchado estándar, izq (incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC1233	○
BNA0605	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC1233	◆
BNA0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1232	○
BNA0607	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq. (Incluye dispos.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1233, 1250	15,76
BNA0610	Ajustable en altura acolchado, izq. No posible combinar con mesita estándar.( incluye dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230;1231,1233, 1250	73,54
BNA0611	Bajo , izq. (cierre de reposabrazos incluido)	1230;1233	42,02
BNA0612	Ajustable en profundidad, izq.(cierre reposabrazos incluido)	1233	○
BNA0615	Reposabrazos hemiplejía, izq. No para combinar con accesorios mesita. ( Incluye dispos.cierre reposabrazos) Ⓜ	0695;1230; 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	98,75
BNA0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>			
BNA0630	Ajustable en altura, acolchado estándar, der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC: 1232	○
BNA0635	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der. (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos. cierre reposabrazos)	NC1232	◆
BNA0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1233	○
BNA0637	Altura ajustable y reforzado, acolchado ancho der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232, 1250	15,76
BNA0640	Ajustable altura acolchado, der. No posible combinar con mesita estándar. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250	73,54
BNA0641	Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232	42,02
BNA0642	Ajustable profundidad , der (cierre reposabrazos incluido)	1232	○
BNA0645	Reposabrazos hemiplejía, der. No posible combinar con accesorios mesita. ( incluye dispos.cierre reposabrazos) Ⓜ	0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	98,75
BNA0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>OPCIONES REPOSABRAZOS</b>			
BNA0680	Funda soporte lateral	0695	100,00
BNA0690	Cojín para funda soporte lateral (debe elegir también la funda soporte lateral)	0695	14,71
BNA0695	Acolchado lateral fijación cierre gancho-bucle		73,54
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
BNA0720	Taco abductor Ⓜ		64,48
BNA0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento		26,27
<b>OPCIONES RESPALDO</b>			
BNA0730	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente Ⓜ	0770	136,58
BNA0750	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente Ⓜ	0770	170,00
BNA0731	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10") Ⓜ	(NC : 0740, 0770 )	<b>NUEVO</b> 367,50
BNA0732	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14") Ⓜ	(NC : 0740, 0770 )	367,50



Código	Descripción		P.V.P €
BNA0733	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 0740, 0770 )	378,00
BNA0734	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 0740, 0770 )	378,00
BNA0735	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 0740, 0770 )	525,00
BNA0736	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 0740, 0770 )	525,00
<b>SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN</b>			
BNA0742	Soporte MatrX Elan adulto	<b>NUEVO</b>	199,50
BNA0744	Soporte MatrX Elan adulto Prolongado	<b>NUEVO</b>	270,00
BNA0746	Soporte MatrX LOXX	<b>NUEVO</b>	180,00
<b>OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS</b>			
BNA0740	Funda reposacabezas envolvente		39,00
BNA0770	Reposacabeza simple		77,28
BNA0782	Soporte reposacabeza universal		51,00
BNH0790	Kit palomillas reposacabezas		25,50
<b>SOPORTES DE TRONCO (IZQ)</b>			
BNA0800	Soporte tronco multiajustable, brazo estándar (izq)		89,30
BNA0840	Soporte de tronco, brazo estándar (izq)		78,80
BNA0880	Soporte tronco, brazo abatible (izq)		89,30
BNA0895	Soporte tronco multiajustable, brazo abatible (izq)		99,81
<b>SOPORTES DE TRONCO (DER)</b>			
BNA0810	Soporte tronco multiajustable, brazo estándar (der)		89,30
BNA0850	Soporte de tronco con brazo estándar (der)		78,80
BNA0880	Soporte tronco abatible (izq)		89,30
BNA0890	Soporte tronco, brazo abatible (der.)		89,30
BNA0895	Soporte tronco multiajustable abatible (izq)		99,81
BNA0896	Soporte tronco multiajustable, brazo abatible (der.)		99,81
<b>OPCIONES DE RESPALDO</b>			
BNA0915	Goniómetro (mide ángulo basculación) reclinación respaldo		26,27
BNA0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)		15,30
<b>OPCIONES REPOSAPIÉS</b>			
BNA0930	Extensión paleta izq.	0941	10,85
BNA0940	Extensión paleta der.	0941	10,85
BNA0941	Acolchado paleta		52,53
BNA0942	Cincha reposapiés		81,95
BNA0945	Cincha reposapiés (para paleta monobloc)		○
BNA0952	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido <b>NUEVO</b>	154,00
BNA0954	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido <b>NUEVO</b>	154,00
BNA0956	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido <b>NUEVO</b>	150,70
<b>CHASIS</b>			
<b>COLOR CHASIS</b>			
BNA0944	◆ Gris perla		◆
BNA0946	Azul		○
BNA0947	Arena		○
BNA0948	Verde eléctrico		○
BNA0949	Rojo		○
<b>SEGURIDAD CHASIS</b>			
BNA0950	Extensión chasis , desplaza ruedas delanteras, 50 mm hacia delante.		71,56
<b>HORQUILLAS</b>			
BNA0960	◆ Fijas		◆



Código	Descripción	P.V.P €	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
BNA0982	140X40 semi maciza - negra	41,37	
BNA0992	150X30 semi maciza - negra	41,37	
BNA1015	◆ 200X30 maciza - negra	◆	
BNA1022	200x32 neumática - negra	41,37	
BNA1025	200X45 maciza - negra	41,37	
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>			
BNA1047	16" / 405 MM (eje fijo) (NC : 1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100, 1110, 1120, 1160 )	◆	
BNA1055	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release) (NC: 1265 )	○	
BNA1062	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)	○	
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
BNA1072	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) (NC : 1084 1120 )	○	
BNA1074	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	30,00	
BNA1076	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable (NC: 1086 )	◆	
<b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>			
BNA1082	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○	
BNA1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")	52,53	
BNA1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8	◆	
<b>AROS</b>			
BNA1100	Aluminio	○	
BNA1120	Recubiertos plásticos	82,68	
<b>OPCIONES RUEDA</b>			
<b>PROTECTORES RADIOS</b>			
BNA1160	Frost	145,50	
<b>SEGURIDAD</b>			
<b>FRENOS</b>			
BNA1170	Frenos accionados usuario	○	
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
<b>CINTURONES</b>			
BNA1200	Cinturón pélvico	34,35	
BNA1201	Cinturón pélvico- 2 a M, sistema de fijación Flat-Mount <b>NUEVO</b>	113,72	
BNA1202	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount	113,72	
BNA1203	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount	139,23	
BNA1204	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount	139,23	
<b>ARNESES</b>			
BNA1206	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount <b>NUEVO</b>	Solo con respaldo ELITE E2 / ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BNA1207	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 / ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
<b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
BNA1225	Anclajes transporte (delanteros, par)	25,00	
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
BNA1230	Mesita (incluye kit de montaje)	1237	152,25
BNA1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNA1232	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.)	1235	115,50
BNA1233	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.)	1235	115,50
BNA1235	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNA1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245	65,00
BNA1240	Mesita abatible	1250	174,31
BNA1245	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNA1250	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNA1300	Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02



0982



0992



1015



1022



1025



1086 1084 1092



1100



1120




1200



1230



BNA1220



1280



1201 / 1202



1203 / 1204



1206 / 1207



1225




1230



1231/1245




1235




1232/1233



1237



1240

Código	Descripción	P.V.P €
BNA1310	Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición adelantada	31,52
BNA1320	Porta suero 	56,36
<b>ESPECIAL</b>		
<b>PRECIO TOTAL</b>		