

## Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore CE

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Baterías 73h y motores 10 km/h de serie. Guardabarros traseros como estándar.

Nueva unidad de asiento Modulite telescópico: Asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, inclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.

Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla tactil 3.5" y bluetooth (opcionales). Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales).

Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).

Peso máx. usuario : 150 kg

Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y

2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.

Peso máx. usuario : 150 kg

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo

LINX



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg

Versiones STORM4		Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
Storm 4 SR-D	(Categoría SRE 000D)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) - Configuración estándar <input checked="" type="checkbox"/>	S0007808	<b>6.939,96</b>
Storm 4 SR-F	(Categoría SRE 000F)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Basculación eléctrica 0° - 25° (ATA1014)	S0007836	<b>7.775,79</b>
Storm 4 SR-C	(Categoría SRE 000C)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Respaldo Flex ajustable en tensión (ATA2179) + MatrX Flo-tech Contour (ATA2142)	S0007775	<b>7.234,96</b>
<b>ATA0000</b>				
ATA0000		Storm4 modelo básico	NC 1233	
ATA0017		Storm4 X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97
ATZ0000		Storm4 Modelo básico especial		
ATZ0017		Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97
<b>ESPECIAL</b>				
ATZ1300		Especial		<input type="checkbox"/>
		1 Unidad de asiento Modulite		
<b>ASIENTO</b>				
ATA2100		1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557	6.939,96
<b>CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO</b>				
ATA2111	<input checked="" type="checkbox"/>	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2112		Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	<input type="checkbox"/>
<b>ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE</b>				
ATA2121		Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143 (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705	<input type="checkbox"/>
ATA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2123		Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>
ATA2124		Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
ATA2132		410 mm	„NC 2144, 2181,2196, 2198; (2183/2191/2181+2113), 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="checkbox"/>
ATA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2136		510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="checkbox"/>




Código	Descripción	P.V.P €	
<b>COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)</b>			
ATA2142	Matrx Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg)	◆	
ATA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro	NC 2136, 2121, 2124, 2155	105,43
ATA2147	Cojín Matrx Libra, 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC (2124+2132), 2155	323,15
ATA2144	Cojín Matrx Vi, prof.asiento (Mesh)	NC (2124+2132), 2155	323,15
ATA2140	Sin cojín	○	
<b>SOPORTE RESPALDO (repaldo ajuste tensión / respaldos Matrx)</b>			
ATA2163	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110, 2173	○
<b>SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tension/ respaldos Matrx)</b>			
ATA2162	Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110	○
<b>PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO</b>			
AUA2107	Tubos de respaldo con puños	NC 2161	◆
AUA2108	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1307, 1332,, 1495, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618,, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2227, 2228, 2220, 2219, 2245	○
<b>TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO</b>			
ATA2171	Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427) 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆
ATA2179	Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	295,00
ATA2173	Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2111/2112+2124+2192/2194)	245,00
<b>LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)</b>			
ATA2174	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124(2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2175	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2176	Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2177	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [Tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2178	Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2170	Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427), 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	○
<b>COLOR TAPIZADO</b>			
ATA2151	Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	NC 2179	◆
ASA2155	Microventilado negro	NC 2141, 2171, 2179	○
<b>REPOSABRAZOS (PAR)</b>			
ATA2191	Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	◆
ATA2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	20,25
ATA2198	Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	183,99
ATA2183	Reposabrazo incurvado (25 mm por lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	81,13
ATA2193	Reposabrazo abatible (ajuste altura)	NC 2110, 1445, 1446, (2121+2177), 2179	117,62
ATA2192	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm)	NC 2110,(2121+2177), 1445, 1446, 2179 (2111/2112+2124+2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253)	206,77



Código	Descripción	P.V.P €
ATA2194	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	206,77
ATA2190	Sin reposabrazos	○
<b>ALMOHADILLA REPOSABRAZOS</b>		
ATA2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198
ATA2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC (2132+1607/1404/1405), 2198
ATA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247
ATA2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611
<b>SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)</b>		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2186	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2188	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
<b>SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)</b>		
ATA2185	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2187	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2189	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
<b>FIJACIÓN SOPORTE CADERA</b>		
ATA2164	Fijación soporte caderas ( altura 6,1" / 155 mm)	○
ATA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
<b>REPOSACABEZAS (Tapizado suave negro)</b>		
ATA1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)
<b>SOPORTES LATERALES (Par; Tapizado suave negro)</b>		
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194



Código	Descripción	P.V.P €	
<b>ALTURA ASIENTO &amp; ELEVADOR ASIENTO</b>			
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○	
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○	
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201	1.734,79
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201	1.734,79
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○	
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201	835,83
<b>RECLINACION RESPALDO</b>			
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201, (2121+2229+1287)	873,26
<b>REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS</b>			
<b>REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER</b>			
<b>POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS</b>			
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100	◆
ATA0591	○ Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100	○
<b>PESCANTE INDIVIDUAL IZQ</b>			
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.		◆
ATA0537	○ Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505	142,69
ATA0539	○ Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 0522, 1436, 2201	450,00
<b>PESCANTE INDIVIDUAL DER</b>			
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.		◆
ATA0547	○ Reposapiés elevable manual der.	NC 0502	142,69
ATA0549	○ Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 0522, 1436, 2201	450,00
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.</b>			
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		18,11
ATA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		116,57
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.</b>			
ATA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506	Paleta ajustable en ángulo der.		18,11
ATA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		116,57
<b>ACOLCHADO PANTORRILLAS</b>			
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas		◆
<b>PALETA</b>			
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo		◆
<b>MANDOS</b>		<b>NC: 1275, 1483</b>	
<b>MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte</b>			
ATA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245	○
ATA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2270	◆
ATA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 2231, 2232, 2229, 2270	74,56
ATA2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	974,99
ATA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón - Necesario pedir mando especial 2231, 2232, 2229	NC: 2220, 2270	1.491,16
<b>PALANCA JOYSTICK REM400</b>			
ATA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. (consultar precio y disponibilidad)	NC 2201, 2203, 2204, 2206	247,40
<b>SOPORTE MANDO</b>			
ATA1207	○ Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	○ Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213)	○
ATA1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	○ Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213) (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	618,50



Código	Descripción	P.V.P €	
ATA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	618,50
ATA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	56,58
ATA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	56,58
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
<b>SOPORTE LINX REM500 (SOLO PANTALLA)</b>			
ATA2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2113/2241)	○
ATA2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214); (2233+2236/2114/2242)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2113/2241)	630,87
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) (2233+2236/2114/2242)	630,87
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
<b>DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE</b>			
ATA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	546,21
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	753,77
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
<b>MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE</b>			
<b>Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)</b>			
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	983,18
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
ATA2207	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	Soporte izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	630,87
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	630,87
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
<b>MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 &amp; REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas Elan</b>			
<b>MANDO MENTÓN &amp; SOPORTES</b>			
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.168,02
ATA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	2.192,87
ATA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222, 1405, 1339, 1363	2.192,87
<b>MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM</b>			
ATA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.856,36
ATA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	5.194,35
<b>ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM</b>			
ATA2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) - Consultar precio y disponibilidad		
ATA2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.359,06

REM400



2213/2214

2209/2210



REM500



2220



2219














2245



2231



2232

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MICRO EXTREMITY CONTROL</b>		
ATA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) 	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128
ATA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm 	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
<b>OPCIONES ADICIONALES LINX</b>		
<b>MANDO 10 BOTONES</b>		
<b>Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO</b>		
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 	495,00
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos	74,56
<b>ACCESORIOS LINX</b>		
<b>CONEXIÓN USB</b>		
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)
ATA2207	Soporte derecha	
ATA2208	Soporte izquierda	
<b>OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS</b>		
ATA2300	Añadidos	
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)	
<b>PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252 )</b>		
ATA1685	Rojo	114,87
ATA1686	Amarillo	114,87
ATA1687	Verde	114,87
ATA1690	Azul	114,87
<b>PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252 )</b>		
AVA2254	AVA2254	114,87
<b>PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252 )</b>		
ATA1711	Rojo	141,77
ATA1712	Amarillo	141,77
ATA1713	Verde	141,77
ATA1714	Naranja	141,77
ATA1715	Azul	141,77
ATA1716	Negro	141,77
<b>ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)</b>		
ATA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	82,69
ATA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	82,69
ATA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
ATA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN</b>		
<b>COLOR CARENADO</b>		
ATA0202	 Azul	
ATA0228	Negro	
ATA0220	Champagne	
ATA0204	Rojo cereza transparente	120,20
ATZ0299	Color especial (se precisa núm. RAL)	183,99
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>		
ATA0851	 3.00 - 6 Gris neumáticas (10")	
ATA0853	3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo (10")	53,33
ATA0855	3.00 - 6 Gris macizas (10")	160,45
<b>RUEDAS TRASERAS</b>		
ATA0771	 3.00 - 8 Gris neumáticas (14")	
ATA0773	3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	53,33



2229+1288/1289



2229+1286/1287



2250



2235



2233



2251



2217/2218







2252



2253

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas (14")	160,45	
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	160,45	
ATA0750	3.00 - 8 Gris macizas (14")	181,31	
<b>OPCIONES</b>			
<b>MOTOR</b>			
ATA1277	6 km/h (consultar disponibilidad)	○	
ATA1285	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	◆ NC (2201+2220)	
ATA1224	Motores DuraWatt 12 km/h (4-polos)	○ NC (2201+2220), DX2	
<b>BATERÍA</b>			
ATA1364	◆ 73,5 Ah Gel	◆	
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>		NC (0017/1285)	
<b>Para Storm4 &amp; X-Plore</b>			
ATA1240	◆ Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	◆	
ATA1241	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	○	
ATA1242	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)	○	
<b>SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore</b>		NC 0000, 0062, 1290, 1275, 1483	
ATA1233	◆ Suspensión Hitec X-plore	◆	
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore</b>		NC 0000	
ATA1238	Suspensión delantera (hasta 100 kg)	○	
ATA1239	Suspensión delantera (para más de 100 kg)	○	
<b>G-TRAC</b>			
ATA1215	Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483	
899,64			
<b>CARGADOR</b>			
ATA1343	◆ Opticharge 8A	◆	
ATA1313	Opticharge 10A	367,22	
<b>KIT DE LUCES</b>			
ATA1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	521,56
ATA1437	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	649,16
ATA1254	◆ Sin kit de luces	◆	
<b>ANTIVUELCO</b>			
ATA1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)	◆	
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483	
79,11			
<b>ACCESORIOS SEGURIDAD</b>			
<b>KIT SUBE BORDILLOS</b>			
ATA1244	Kit sube bordillos	NC 0522, 0556, 0557	
197,13			
<b>KIT TRANSPORTE</b>			
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆	
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	24,53	
<b>CINTURÓN DE FIJACIÓN</b>			
ATA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	◆ NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
92,72			
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	
80,06			
<b>CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)</b>			
ATA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
113,72			
ATA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
113,72			
ATA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
113,72			
ATA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	
113,72			



Código	Descripción	P.V.P €	
ATA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
<b>RETROVISOR TRASERO</b>			
ATA1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217	36,67
ATA1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218	36,67
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>GANCHOS BOLSO</b>			
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719, 2233, (2121+1094)	126,17
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>			
ATA1312	Derecho	NC 0951, 1287, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	30,42
ATA1363	Izquierdo	NC 0952, 1286, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	30,42
<b>GUARDABARROS</b>			
ATA1416	Guardabarros para ruedas delanteras		44,10
ATA1417	 Guardabarros para ruedas traseras		
<b>BANDEJA</b>			
ATA1404	Bandeja abatible derecha	NC : 1207; 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207; 2235; 2236, 2241, 2242, 2207	300,62
ATA1405	Bandeja abatible izquierda	NC : 1208; 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 2235; 2236, 2241, 2242, 2208	300,62
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>			
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		57,75
<b>PRECIO TOTAL</b>			





2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



2128



1332