

INVACARE S.A
www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® Action³ NG PALANCA CONDUCCION UNILATERAL



Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta y sistema de palanca de conducción unilateral (derecha o izquierda) para usuarios con hemiplejía.
Anchos de asiento 38 cm hasta 50,5 cm.

Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso : a partir de 16 kg. Peso máximo usuario : 125 kg

Action3 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929 (Categoría SRM 040D)

Action3 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874 (Categoría SRM 010A)

Palanca de conducción unilateral (CEI0160/CEI0170) :

Código provisional Prescripción : S0010831 (Categoría SRA 020B)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CEI0007	<input checked="" type="checkbox"/>	Action 3 NG palanca conducción unilateral	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEISPEC		Especial	
MODELO BASE			
CEI0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Action ³ NG palanca conducción unilateral	499,66
PROPULSION			
CEI0160		Palanca conducción unilateral derecha	(NC 657,677,697) 392,05
CEI0170		Palanca conducción unilateral izquierda	(NC 757,777,797) 392,05
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CEI0180		Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0190		Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0210		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0220		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CEI0230		Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CEI0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0250		Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	<input type="checkbox"/>
CEI0252		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC :0330, 0350)	66,28
ALTURA ASIENTO			
CEI0260		Altura asiento 510 mm. (NC : 1035,1050)	<input type="checkbox"/>
CEI0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0280		Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CEI0330	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas cierre gancho-bucle	<input checked="" type="checkbox"/>
CEI0340		Nylon con cinchas cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CEI0350		Nylon acolchado	<input type="checkbox"/>
RESPALDO			
Se necesitan antivuelcos con respaldo reclinable (0430, 0435, 0441, 0442, 0445, 0450)			
CEI0380		Respaldo fijo 0° 2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos	(NC : 0471) <input type="checkbox"/>
CEI0390		Respaldo fijo 0° altura 510 mm. Puños fijos	(NC : 0471) 26,13
CEI0395		Respaldo fijo 7° altura ajust. de 380 a 460 mm (se entrega 380 mm.)	(NC 0474,0478,0481,0905, 0906, 0907) 56,23
CEI0396		Respaldo fijo 7° altura ajust.de 380 a 460 mm. (se entrega 380 mm.) Puños ajustables altura (indepd.altura tapizado)	(NC : 0474, 0478,0481, 0905, 0906, 0907) 156,89
CEI0410	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7° 2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos	(NC : 0471) <input checked="" type="checkbox"/>
CEI0420		Respaldo fijo 7° altura 510 mm. Puños fijos	(NC : 0471, 0945) 26,13



Código	Descripción				P.V.P €
CEI0435	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega 430 mm.)	(NC : 0471, 0940)		212,47
CEI0455	Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	Puños fijos	(NC : 0471)	60,73
CEI0460	Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0481)	60,73
TAPIZADO RESPALDO					
CEI0471	Tapizado nylon Jemima		(NC : 0905, 0906, 0907)		○
CEI0474	◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro				◆
CEI0478	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)		60,65
CEI0481	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)		101,59
PESCANTES/PALETAS					
PESCANTE DERECHO					
CEI0510	◆ Pescante 80° derecho abatible interior/exterior				◆
CEI0520	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible (incluye acolchado reposapiernas) Ⓢ				142,69
PESCANTE IZQUIERDO					
CEI0560	◆ Pescante 80° izquierdo abatible interior/exterior				◆
CEI0570	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye acolchado reposapiernas) Ⓢ		(NC : 0611, 0930)		142,69
PALETA DERECHA					
CEI0600	◆ Paleta derecha abatible	Incluye taloneras			◆
CEI0610	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99
CEI0611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	Ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)		163,11
PALETA IZQUIERDA					
CEI0620	◆ Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras			◆
CEI0630	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)					
CEI0657	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático Ⓢ	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	137,95
CEI0660	◆ Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1480, 1483)	◆
CEI0670	Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1483)	○
CEI0677	Abatible desmontable derecho (N°3) Ⓢ	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483)	137,95
CEI0680	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura	(NC : 0760, 0770, 1480)	75,02
CEI0690	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura y prof.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770)	82,16
CEI0732	Desmontable derecho (N°4)	acolchado hemi tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC : 0662, 0664, 0666, 1480)	179,14
APOYO PALMAR DER.					
CEI0662	Apoyo palmar plano, der				118,13
CEI0664	Apoyo palmar curvado, der				140,18
CEI0666	Apoyo palmar cuerno, der				140,18



Código	Descripción				P.V.P €
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)					
CEI0757	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEI0760	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0762,0764,0766, 1480)	◆
CEI0770	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC 0762,0764,0766, 1484)	○
CEI0777	Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952,0955, 1346,1480,1481,1484)	137,95
CEI0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) tubular Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura	(NC 0762, 0764, 0766,1480)	75,03
CEI0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) tubular Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura y prof. (NC 0762, 0764, 0766, 1484),		82,16
CEI0832	Desmontable izquierdo (Nº4)	acolchado hemi tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,14
APOYO PALMAR IZQ					
CEI0762	Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEI0764	Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEI0766	Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
OPCIONES ASIENTO					
CEI0840	Sin opciones asiento			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0920, 0930, 0935, 0940)	○
COJINES MATRIX FLO-TECH					
CEI0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)		32,13
CEI0869	Cojín Matrix lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43
CEI0871	Cojín Matrix contour visco NG		(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43
CEI0873	Cojín Matrix Image		(NC : 0874, 0876)		323,15
CEI0876	Cojín Matrix LIBRA	Plazo de entrega + 5 días			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX					
CEI0878	Profundidad 400 mm				○
CEI0879	Profundidad 450 mm				○
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CEI0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CEI0905	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0906, 0907, 0940)		129,73
CEI0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor de respaldo)		ajustable lateralmente	(NC : 0907,0940)	147,36
CEI0907	Reposacabeza envolvente son soporte de mejilla (incluye tensor de respaldo)		ajustable lateralmente	(NC :0940)	170,00
CEI0930	Cincha reposapiés ajustable				10,12
CEI0935	Tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)				42,68
CEI0940	Tensor de respaldo				33,74
CEI0945	Tensor de respaldo plegable				84,35
COLORES					
CEI0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CEI0964	Blanco perla				○
CEI0965	Verde eléctrico				22,49
CEI0966	Negro mate				○
CEI0969	Rojo mate				○
CEI0972	Azul Acqua				○
CEB0974	Azul marino				◆
CEB0976	Púrpura oscuro				○
CEI0980	Negro antracita				○



0757



0777



0762 0764 0766



0871 0869



0873



0874



0876




0905 0906 0907



0882



0945



Código	Descripción		P.V.P €
CEI0991	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente
TIPO HORQUILLA			
CEB0995	◆ Estándar		◆
RUEDAS DELANTERAS			
CEI1005	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○
CEI1010	◆ 200 X 30 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CEI1030	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEI1035	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	46,35
CEI1050	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras	46,35
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CEI1068	◆ 24" / 600 MM	(NC : 1261)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CEI1071	◆ Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado), eje de ruedas fijo	(NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332)	◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CEI1082	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CEI1084	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
EJE RUEDAS TRASERAS			
CEI1170	◆ Eje fijo	(NC : 1365)	◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CEI1200	◆ Posición ruedas traseras pasiva	25 mm. detrás tubo respaldo	◆
BOMBA DE HINCHADO			
CEI1220	◆ Sin bomba		◆
CEI1230	Bomba y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS			
CEI1240	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1241)	◆
CEI1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		94,46
FRENOS			
CEI1270	◆ Frenos de empuje		◆
CEI1275	Frenos de tiro		○
OPCIONES SEGURIDAD			
CEI1340	◆ Sin opciones seguridad		(NC :1360, 1361, 1362,1363,1364, 1370, 1380)
CEI1360	Cinturón postural		(NC:1361, 1362,1363,1364)
CEI1361	Cinturón pélvico-2 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1362, 1363, 1364)
CEI1362	Cinturón pélvico-2 puntos	Acolchado 620MM	(NC: 1363, 1364)
CEI1363	Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1364)
CEI1364	Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 620MM	
CEI1370	Par ruedas antivuelco		(NC : 1375, 1440, 1441)
CEI1375	Ruedas anti vuelco con pisapié (par)		(NC : 1440, 1441)
CEI1380	Kit reflectores (solo para ruedas radiales)		11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CEI1420	◆ Sin opciones acompañante		(NC : 1430, 1440, 1441, 1451)
CEI1430	Soporte para bastones		32,76
CEI1440	Pisapié derecho		10,61
CEI1441	Pisapié izquierdo		10,61
OTRAS OPCIONES			
CEI1460	◆ Sin accesorios		(NC : 1461, 1480)
CEI1480	Mesita acrílica		106,63
CEI1483	Media mesita transparente abatible derecha		115,50
CEI1484	Media mesita transparente abatible izquierda		115,50
PRECIO TOTAL			

