

Bodypoint®



Accesorios de posicionamiento para sillas de ruedas

- Cinturones 2 puntos y 4 puntos
- Arneses 2 puntos y 4 puntos
- Arnés Static y Dynamic
- Arneses estáticos y dinámicos
- Accesorios para joysticks

OBLIGATORIO: los productos Bodypoint se tienen que pedir con una silla o un cojín de asiento o respaldo.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €	
Accesorios Joystick - compatibles con mandos LiNX (eje 4,8 mm) & Esprit Action 4			
PC101A	Pomo ergonómico en forma de U - anchura 76 mm	109,00	
PC102A	Pomo ergonómico en forma de U - anchura 100 mm	109,00	
PC104A	Tubo recto - diámetro 13 mm - altura 152 mm	109,00	
PC107A	Pomo tipo "cúpula", de goma , diámetro 66 mm	109,00	
PC109A-BLUE	Pomo en forma de T con parte superior de aluminio azul, diámetro 43 mm	109,00	
PC110A	Pomo tipo "seta", de goma - diámetro 42 mm - altura 60 mm	109,00	
Posicionamiento pélvico			
Cinturón 2 puntos, ajuste central (tirar de un lado hacia exterior), cierre por hebilla estándar			
HB205-L62-B1	Cinturón pélvico, Large, Flat-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB205-L62-B2	Cinturón pélvico, Large, Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB205-M46-B1	Cinturón pélvico, Medium, Flat-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB205-M46-B2	Cinturón pélvico, Medium Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB235-S38-B2	Cinturón pélvico, Small, Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
Cinturón 2 puntos, ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior), cierre por hebilla de plástico			
HB216-L62-B2	Cinturón pélvico, Large, Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB216-M46-B2	Cinturón pélvico, Medium Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB216-S38-B2	Cinturón pélvico, Small, Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
Cinturón 2 puntos, ajuste central (tirar de ambos lados hacia interior), cierre por hebilla de plástico			
HB219-M46-B2	Cinturón pélvico, Medium Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
HB219-S38-B2	Cinturón pélvico, Small, Cinch-Mount™ <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
Estabilizador pélvico Evolflex® 2 puntos, ajuste central (tirar de un lado hacia exterior), cierre Hebilla Rehab			
EB225L	Cinturón pélvico acolchado Evolflex®, hebilla Rehab, Large <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
EB225M	Cinturón pélvico acolchado Evolflex®, hebilla Rehab, Medium <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
Estabilizador pélvico Evolflex® 2 puntos, ajuste central (tirar de un lado hacia exterior), cierre hebilla estándar			
EB235S	Cinturón pélvico acolchado Evolflex®, hebilla estándar, Small <input checked="" type="checkbox"/>	113,72	
Cinturón 4 puntos, ajuste central (tirar de un lado hacia exterior), cierre por hebilla estándar			
HB405-L62-B1	Cinturón pélvico, Large, Flat-Mount™	153,22	
HB405-L62-B2	Cinturón pélvico, Large, Cinch-Mount™	165,93	
HB405-M46-B1	Cinturón pélvico, Medium, Flat-Mount™	153,22	
HB405-M46-B2	Cinturón pélvico, Medium Cinch-Mount™	165,93	
HB435-S38-B2	Cinturón pélvico, Small, Cinch-Mount™	165,93	
Accesorios para cinturones (NC cinturón pélvico HB216 y HB219)			
FS019C-I	Tapa de seguridad, botón de diámetro reducido Ø 6 mm, para cinturón Largo	49,00	
FS018C-I	Tapa de seguridad, botón de diámetro reducido Ø 6 mm, para cinturón Medium	49,00	
FS029C-I	Tapa de seguridad, botón de diámetro reducido Ø 6 mm, para cinturón Small	49,00	
FS019D-I	Tapa de seguridad, botón de diámetro reducido Ø 14 mm, para cinturón Large	49,00	
FS018D-I	Tapa de seguridad, botón de diámetro reducido Ø 14 mm, para cinturón Medium	49,00	
Arneses de piernas			
LH600L-B2	Arneses de piernas , Large, Cinch-Mount	139,74	
LH600M-B2	Arneses de piernas , Medium, Cinch-Mount	139,74	
LH600S-B2	Arneses de piernas , Small, Cinch-Mount	139,74	
LH600L-B1	Arneses de piernas , Large, Flat-Mount	128,73	
LH600M-B1	Arneses de piernas , Medium, Flat-Mount	128,73	
LH600S-B1	Arneses de piernas , Small, Flat-Mount	128,73	

Código	Descripción	P.V.P €	
Posicionamiento miembros superiores			
Soportes de pecho Stayflex estándar, sin cremallera			
SH350L-B6	Soporte de pecho Stayflex Standard, con cremallera, Large, Cinch-Mount	215,35	
SH350M-B6	Soporte de pecho Stayflex Standard, con cremallera, Medium, Cinch-Mount	215,35	
SH351S-B6	Soporte de pecho Stayflex Standard, sin cremallera, Small, Cinch-Mount	215,35	
SH351XS-B6	Soporte de pecho Stayflex Standard, sin cremallera, X-Small, Cinch-Mount	215,35	
Soportes de pecho Stayflex ajustado, con cremallera			
SH360XL-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, con cremallera, X-Large, Cinch-Mount	215,13	
SH360L-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, con cremallera, Large, Cinch-Mount	206,04	
SH360M-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, con cremallera, Medium, Cinch-Mount	206,04	
Soportes de pecho Stayflex ajustado, sin cremallera			
SH361XL-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, sin cremallera, X- Large, Cinch-Mount	210,00	
SH361L-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, sin cremallera, Large, Cinch-Mount	210,00	
SH361M-B6	Soporte de pecho Stayflex ajustado, sin cremallera, Medium, Cinch-Mount	210,00	
Arnéses de hombros PivoFit Standard			
SH290XL-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, X-Large, Cinch-Mount	179,79	
SH290L-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, Large, Cinch-Mount	179,79	
SH290M-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, Medium, Cinch-Mount	170,55	
SH290S-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, Small, Cinch-Mount	170,55	
SH290XS-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, X-small, Cinch-Mount	165,55	
SH290XXS-B6	Arnés de hombros PivoFit Standard, XX-small, Cinch-Mount	165,55	
Arnéses de hombros PivoFit Dynamic			
SH295XL-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, X-Large, Cinch-Mount	185,56	
SH295L-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, Cinch-Mount	185,56	
SH295M-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Medium, Cinch-Mount	185,56	
SH295S-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Small, Cinch-Mount	185,56	
SH295XS-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, X-Small, Cinch-Mount	185,56	
SH295XXS-B6	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, XX-Small, Cinch-Mount	185,56	
Arnéses de hombros Trimline			
SH235L-B6	Arnés de hombros Trimline, ajuste delantero, Large, Cinch-Mount	150,00	
SH235M-B6	Arnés de hombros Trimline, ajuste delantero, Medium, Cinch-Mount	150,00	
SH235S-B6	Arnés de hombros Trimline, ajuste delantero, Small, Cinch-Mount	150,00	
Soportes de pecho Monoflex			
SHI20XL-B3	Soporte de pecho Monoflex, X-Large, Cinch-Mount	129,04	 
SHI20L-B3	Soporte de pecho Monoflex, Large, Cinch-Mount	129,04	
SHI20M-B3	Soporte de pecho Monoflex, Medium, Cinch-Mount	129,04	
SHI20S-B3	Soporte de pecho Monoflex, Small, Cinch-Mount	129,04	
SHI20XS-B3	Soporte de pecho Monoflex, X-Small, Cinch-Mount	129,04	
SHI22XL-B1	Soporte de pecho Monoflex, apertura central, X-Large	139,04	
SHI22L-B1	Soporte de pecho Monoflex, apertura central, Large	139,04	
SHI22M-B1	Soporte de pecho Monoflex, apertura central, Medium	139,04	
SHI22S-B1	Soporte de pecho Monoflex, apertura central, Small	139,04	
SHI22XS-B1	Soporte de pecho Monoflex, apertura central, X-Small	139,04	
Cincha torácica elástica universal			
SPI10XL	Cincha elástica universal X-Large	125,42	
SPI10L	Cincha elástica universal Large	119,42	
SPI10S	Cincha elástica universal Small	119,42	
Posicionamiento miembros inferiores			
FT240XL	Cincha de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla X-Large (par)	177,48	
FT240L	Cinchas de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Large (par)	175,48	
FT240M	Cincha de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Medium (par)	175,48	
FT240S	Cinchas de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Small (par)	167,24	
FT240XS	Cinchas de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla X-Small (par)	167,24	
SPI02L	Cincha pantorrilla acolchada Aeromesh, Large, 480-560 mm	97,40	 
SPI02M	Cincha pantorrilla acolchada Aeromesh, Medium, 380 - 480 mm	90,63	
SPI02S	Cincha pantorrilla acolchada Aeromesh, Small, 310-380 mm	85,85	
SPI03L	Panel pantorrilla acolchado Aeromesh., Large, 480-560 mm	135,50	
SPI03M	Panel pantorrilla acolchado Aeromesh, Medium, 380-480 mm	124,73	
SPI03S	Panel pantorrilla acolchado Aeromesh., Small, 310-380 mm	118,95	
Accesorios para montaje			
HKA10-I	Kit de fijación T-Slot: para montaje en guías Modulite y Ultra Low Maxx, par	15,55	        
HW303-B-2	Abrazadera de fijación para tubo Ø 22 mm, par	22,02	
HW320-25-2	Abrazadera de fijación para tubo Ø 25 mm, par	30,72	
HW320-30-2	Abrazadera de fijación para tubo Ø 30 mm, par	30,72	
SPI559963	Soporte arnés para reposacabezas Invacare (consultar precio en tarifa PVO)		
I557038	Fijación para cincha de tobillo para paleta ajustable en ángulo y profundidad (par) (consultar precio en tarifa PVO)		
I580358	Kit soporte arnés para respaldo Matrix Posture Back	92,40	
I580359	Kit soporte arnés para respaldo Matrix Elite	92,40	
HW200-90-2	Placa universal para fijación cinturón a 90°	39,20	
HW200-20-2	Placa universal para fijación cinturón a 20°	39,20	
SPI601541	Fijación cinturón para Action5 (consultar precio en tarifa PVO)		
SP001	Bolsa para silla de ruedas	115,50	

Código	Descripción					P.V.P €
Recomendaciones montaje sillas Invacare						
	Kuschall	Action 1, 2, 3, 4	Action 5	Rea Dahlia	Rea Azalea	Modulite
Cinturón 2 puntos	1xHW320-30-2 (champion, KSL, Advance)	1 x HW303-B-2	2 x SPI601541	Puntos de fijación integrados en la silla	Opción I310	1 x HKA10-1
Cinturón 4 puntos	1xHW320-30-2 (champion, KSL, Advance)	2 x HW303-B-2	4 x SPI601541	Puntos de fijación integrados en la silla	Opción I310	1 x HKA10-1 + 1 x HW303-B-2
Arnés	"Parte superior del arnés: si MatrX Elite: 1580359 Parte inferior del arnés: igual Cinturones"	"1 x SPI559963 (con reposacabezas Invacare) + 1 x HW303-B-2"	NC	Opción 1860 (30°) / 1820 (45°) / 1 x SPI559963	Opción I300 + 1 x HW303-B-2	Parte superior del arnés: Si respaldo MatrX Elite: 1580359 Si respaldo MatrX PB: 1580358 Si reposacabezas Invacare : SPI559963 Parte inferior del arnés: igual Cinturones
Cincha de tobillo	NC	1557038 (para paletas regulables en ángulo)	1557038 (para paletas regulables en ángulo)	1557038 (para paletas regulables en ángulo)	1557038 (para paletas regulables en ángulo)	1557038 (para paletas regulables en ángulo)



158035 - Kit soporte arnés respaldo Matrix Elite



1557038 - Fijación para cincha de tobillo



SP001