

**Invacare IBERIA**  
Tel. (34) 900 992 841  
E-Mail: contactsp@invacare.com  
www.invacare.es

**Küschall**  
UNLIMIT YOUR WORLD



**Yes, you can.®**

## KÜSCHALL K-SERIES



Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.  
Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.  
Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo. Pescantes incurvados (aducción) como opción. Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG).  
Barra de respaldo y respasapiés de titanio como opción.  
Peso : a partir de 7.8 kg. Peso de transporte: a partir de 5,1 kg  
Peso máximo del usuario : 130 kg  
Packs de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponibles!  
Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial **UNIQUE** que permite crear modelos ÚNICOS!  
Configure su silla con el nuevo configurador visual: [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)  
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!  
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.  
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones!  
**K-Series SR-30D:** Código provisional Prescripción (comunicado): S0025412 (Categoría SRM 030D)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**


Código	Descripción	P.V.P €
DKA0067	KÜSCHALL K-SERIES 2.0	3.360,00
<b>UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN</b>		<b>PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS</b>
DKA0000	<b>UNIQUE</b> FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESUPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)	
UKA0001	<b>UNIQUE</b> - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES UKAXXXX
<b>PACK POSICIONAMIENTO</b>		
DKA0220	PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2	1.093,15
DKA0230	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/ELITE E2	1.093,15
<b>ASIENTO</b>		
<b>CHASIS</b>		
	<b>Material / Ángulo / Tipo</b>	
DKA1040	CHASIS ALUMINIO 75°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240 ) m
DKA1050	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240 ) 99,75
DKA1060	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 ) 99,75
DKA1070	CHASIS ALUMINIO 90°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240 ) m
DKA1080	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240 ) 99,75
DKA1090	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760) 99,75
<b>SUSPENSIÓN (consultar disponibilidad)</b>		
DKA1200	Suspensión de asiento 40-65 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 ) 302,82
DKA1210	Suspensión de asiento 65-85 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 ) 302,82
DKA1220	Suspensión de asiento 85-100 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 ) 302,82
<b>ANCHURA ASIENTO (SW)</b>		
DKA1310	320 MM	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420 ) 32,45
DKA1315	340 MM	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420 ) 0
DKA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2760, 2770, 2780 ) 0
DKA1325	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2748, 2760, 2770, 2780 ) 0
DKA1330	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372 ) 0



**Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!! por la compra del PACK 1 o 2**



Código	Descripción	P.V.P €
DKA1335	420 MM (NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2760, 2770, 2780 )	○
DKA1340	440 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742 )	○
DKA1345	460 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744 )	○
DKA1350	480 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230, 2740, 2742, 2744, 2760, 2770, 2780 )	○
DKA1355	500 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230, 2740, 2742, 2744, 2746 )	32,45
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)</b>		
DKA1410	350 MM (NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 2860, 7810, 7820, 7830 )	○
DKA1420	375 MM (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 7810, 7820, 7830 )	○
DKA1435	400 MM	◆
DKA1450	425 MM (NC : 2740, 2746 )	○
DKA1465	450 MM (NC : 2630, 2740, 2742 )	○
DKA1475	475 MM (NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748 )	○
DKA1490	500 MM (NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760 )	○
DKA1495	525 MM (NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	32,45
<b>POSICIÓN ASIENTO (SP)</b>		
DKA1500	Posición 1 = 140 MM (la más activa)	○
DKA1510	Posición 2 = 125 MM	○
DKA1520	Posición 3 = 110 MM	◆
DKA1530	Posición 4 = 95 MM	○
DKA1540	Posición 5 = 80 MM (la más estable)	○
<b>ALTURA RESPALDO (BH)</b>		<b>Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)</b>
DKA1605	270 MM (NC 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1610	285 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1615	300 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357 )	○
DKA1620	315 MM	○
DKA1625	330 MM	○
DKA1630	345 MM	○
DKA1635	360 MM NC 2210	○
DKA1640	375 MM NC 2210	◆
DKA1645	390 MM NC 2210	○
DKA1650	405 MM NC 2210	○
DKA1655	420 MM NC 2210	○
DKA1660	435 MM NC 2210	○
DKA1665	450 MM NC 2210	○
DKA1670	465 MM NC 2210	○
DKA1675	480 MM NC 2210	○
<b>ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ( FSTF)</b>		
DKA1740	450 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	○
DKA1745	460 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	○
DKA1750	470 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	○
DKA1755	480 MM	○
DKA1760	490 MM	○
DKA1765	500 MM	◆
DKA1770	510 MM	○
DKA1775	520 MM	○
<b>ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)</b>		
DKA1815	390 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430 )	○
DKA1820	400 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040 )	○
DKA1825	410 MM (NC : 3490, 3495 )	○
DKA1830	420 MM	○
DKA1835	430 MM	◆
DKA1840	440 MM	○
DKA1845	450 MM	○
DKA1850	460 MM	○
DKA1855	470 MM	○
DKA1860	480 MM	○
DKA1865	490 MM (NC : 6410 )	○
<b>LARGO DE PIERNA (LLL)</b>		<b>75°: LLL ≤ FSTF -30MM;</b>
DKA1918	290 MM	○
DKA1920	300 MM	○
DKA1922	310 MM	○



DKA1500 a DKA1540

Código	Descripción	P.V.P €
DKA1924	320 MM	○
DKA1926	330 MM	○
DKA1928	340 MM	○
DKA1930	350 MM	○
DKA1932	360 MM	○
DKA1934	370 MM	○
DKA1936	380 MM	○
DKA1938	390 MM	○
DKA1940	400 MM	○
DKA1942	410 MM	○
DKA1944	420 MM	○
DKA1946	◆ 430 MM	◆
DKA1948	440 MM	○
DKA1950	450 MM	○
DKA1952	460 MM	○
DKA1954	470 MM	○
DKA1956	480 MM	○
<b>RESPALDO</b>		
<b>MATERIAL RESPALDO</b>		
DKA2000	◆ Aluminio	◆
DKA2050	Titanio	No posible con Ancho asiento 320 MM y 500 MM (NC : 2150, 2430, 7600 ) 308,16
<b>TIPO RESPALDO</b>		
DKA2100	◆ Respaldo estándar, con barra soldada	(NC : 2240, 2300 a 2357, 2440 ) ◆
DKA2150	Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430 ) ○
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>		
DKA2210	Tapizado ligero	(NC : 2300 a 2357, 2430, 2440 ) 159,57
DKA2220	◆ Tapizado ajustable tensión premium negro	(NC : 2300 to 2357, 2440 ) ◆
DKA2230	Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable	<b>UNIQUE:</b> PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES (NC : 2300 to 2357, 2440 ) 200,41
DKA2240	Sin tapizado de respaldo	○
<b>UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)</b>		
UKA2241	Amarillo Neon	160,00
UKA2242	Rosa Neon	160,00
UKA2243	Azul	160,00
UKA2244	Blanco	160,00
UKA2245	Rojo	160,00
UKA0002	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)
<b>UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)</b>		
UKA2246	Smiley	280,00
UKA2248	Aventurero	280,00
UKA2249	Belleza Sakura	280,00
UKA2250	Cactus sonriente	280,00
UKA2251	LOGO KUSCHALL	280,00
UKA0003	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)
<b>UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)</b>		
UKA2253	Smiley	125,00
UKA2255	Aventurero	125,00
UKA2256	Belleza Sakura	125,00
UKA2257	Cactus sonriente	125,00
UKA2259	Explosión de colores	125,00
UKA0004	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)
<b>RESPALDOS MATRX</b>		<b>La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo</b>
DKA2300	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372, 7600 ) 770,00



2000/2100

2220

2230

2210

Código	Descripción			P.V.P €
DKA2305	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 7600 )	770,00
DKA2310	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372 )	770,00
DKA2315	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372 )	770,00
DKA2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600 )	770,00
DKA2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600 )	770,00
DKA2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600 )	770,00
DKA2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM		770,00
DKA2350	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2355	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2357	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
<b>ANCHURA RESPALDO MATRX</b>				
DKA2360	360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM		○
DKA2362	380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM		○
DKA2364	410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM		○
DKA2366	430 MM	Anchura de tronco indicativa: 340 MM		○
DKA2368	460 MM	Anchura de tronco indicativa: 370 MM		○
DKA2370	480 MM	Anchura de tronco indicativa: 390 MM		○
DKA2372	510 MM	Anchura de tronco indicativa: 420 MM		○
<b>PUÑOS Ver tabla nº6</b>				
DKA2400	◆ Sin puños			◆
DKA2410	Puños fijos, mini			○
DKA2420	Puños fijos , largos			○
DKA2430	Puños ajustables en altura, montaje trasero		(NC : 3480 )	240,00
DKA2440	Puños ajustables en altura, integrados	Con respaldo Matrx : montaje de los puños solo posible de 340mm a 460mm desde el asiento		216,99

**INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRX o A MEDIDA**  
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2335-2350 2320-2325



2300-2315

Código	Descripción		P.V.P €		
DKA2450	Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	263,06		
<b>ANGULO RESPALDO</b>					
DKA2500	74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)		○		
DKA2520	78° ángulo respecto al asiento		○		
DKA2540	◆	82° ángulo respecto al asiento	◆		
DKA2560	86° ángulo respecto al asiento		○		
DKA2580	90° ángulo respecto al asiento		○		
DKA2590	94° ángulo respecto al asiento		○		
<b>ASIENTO</b>					
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>					
DKA2600	◆	Tapizado estándar	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE	◆	
DKA2610		Tapizado ajustable en tensión con una banda central cierre gancho-bucle (suave)	No posible con SD 525 MM	87,53	
DKA2630		Tapizado ligero	No posible con SW > 420 MM ; SD > 425 MM	87,53	
<b>UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO</b>					
UKA2602	Amarillo Neon		190,00		
UKA2603	Rosa Neon		190,00		
UKA2604	Azul		190,00		
UKA2605	Blanco		190,00		
UKA2606	Rojo		190,00		
UKA0005	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)			
<b>COJÍN ASIENTO</b>					
DKA2700	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 )	91,86	
DKA2710	FLO-TECH LITE - altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 )	105,43	
DKA2720	MATRIX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	SW 360 MM solo posible si SD 400/425 MM	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850 )	323,15	
DKA2740	CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860 )	105,43	
DKA2742	CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860 )	105,43	
DKA2744	CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860 )	105,43	
DKA2746	CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860 )	105,43	
DKA2748	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860 )	105,43	
<b>BOLSA ASIENTO</b>					
DKA2800	Bolsa asiento delantera, desmontable		74,49		
<b>ACCESORIOS MATRIX LIBRA</b>					
<b>BASE RÍGIDA</b>					
DKA2860	Base rígida		46,81		
<b>BOLSAS TAPIZADO ASIENTO</b>					
DKA2910	Bolsa grande		59,95		
<b>REPOSAPIÉS</b>					
<b>MATERIAL REPOSAPIÉS (TUBO / PALETA)</b>					
DKA3200	◆	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	ANODIZADO <b>UNIQUE</b> POSIBLE (KIT N°3 UKA6962)	◆	
DKA3210	Tubo reposapiés, rígido - Titanio		231,75		
DKA3220	Paleta carbono, ajustable en ángulo		(NC : 3290 )	200,10	
DKA3230	Paleta abatible lateralmente, ajustable en ángulo		No posible con SW 480 - 500 MM	(NC : 3290 )	494,80
<b>PALETA REPOSAPIÉS</b>					
DKA3290	Paleta plástico atornillada para reposapiés		59,05		
<b>SOPORTE PARA LOS PIES</b>					
DKA3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis		◆	
DKA3305		Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes	NO POSIBLE CON PALETA MONTAJE SUPERIOR	○	




Código	Descripción	P.V.P €
<b>PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS</b>		
<b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>		
DKA3405	Protectores de ropa abatibles, composite ¡Nuevos!	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm <b>UNIQUE</b> : color transparente o NEON posibles
DKA3420	Protectores de ropa abatibles, carbono ¡Nuevo diseño!	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm
DKA3440	Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables ¡Nuevo diseño!	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm (NC : 3490, 3495)
DKA3450	Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables, ¡Nuevos!	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm (NC : 3490, 3495)
<b>UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3405)</b>		
UKA3422	Transparente	550,00
UKA3423	Azul Transparente	790,00
UKA3424	Amarillo Neon	790,00
UKA3425	Naranja Neon	790,00
UKA3426	Rojo Neon	790,00
UKA0006	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)
UKA0007	Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)
<b>REPOSABRAZOS (PAR)</b>		
DKA3480	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	(NC : 6950 ) 235,24
DKA3490	Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM 235,24
DKA3495	Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM 235,24
<b>COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)</b>		
<b>COLOR CHASIS</b>		
DKA4000	Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKA4010	Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKA4020	Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220 )
DKA4030	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKA4040	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DKA4060	Amarillo intenso (RAL 1016) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4070	Violeta atómico (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4100	Negro brillante (RAL 9005) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4130	Gris plateado (RAL 9006) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4140	Azul real (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4150	Rojo rubí (RAL 3003) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4170	Naranja dinámica (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
DKA4180	Verde forestal (RAL 6029) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG 270,38
UKA4101	Espejo pulido	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE NC : 4200 a 4250, 4300, 4310 799,00
UKA4102	Verde pastel	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE NC : 4200 a 4250, 4300, 4310 750,00



Código	Descripción		P.V.P €	
UKA4103	Azul claro	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4104	Ciruela morado	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4105	Salmón	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA0008	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS	
<b>UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO</b>				
UKA4066	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UKA4101 a UKA4105		680,00
<b>ESTILO DE CALCOMANÍA</b>				
DKA4190	BOLD	<b>NUEVO</b> Colores <b>UNIQUE</b> DISPONIBLES	(NC : 4300, 4310 )	102,74
DKA4195	◆ TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 )	◆
DKA4197	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310 )	○
<b>COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)</b>				
DKA4200	Negro			○
DKA4210	Gris oscuro			○
DKA4220	Gris claro			○
DKA4230	Rojo			○
DKA4240	Azul			○
DKA4250	Dorado			○
UKA4252	Amarillo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4253	verde Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4254	Naranja Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4255	Rosa Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4256	Rojo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA0009	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		□
<b>COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)</b>				
DKA4300	Negro			○
DKA4310	Rojo			○
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
DKA5000	3" Supersport			○
DKA5050	4" Everyday cubierta negra			○
DKA5100	4" Confort cubierta negra			○
DKA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra			104,99
DKA5200	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	<b>UNIQUE</b> - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		104,99
DKA5250	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	<b>UNIQUE</b> - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		104,99
DKA5300	5" Everyday con cubierta negra			○
DKA5350	◆ 5" Confort con cubierta negra			◆
DKA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra			111,55
DKA5450	5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	<b>UNIQUE</b> - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		111,55
DKA5500	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	<b>UNIQUE</b> - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		111,55
<b>UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS</b>				
UKA5502	Rosa			220,00
UKA5504	Naranja			220,00
UKA5506	Azul			220,00
UKA5507	Púrpura			220,00
UKA5508	Rojo			220,00
UKA5509	Dorado			220,00
<b>UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA</b>				
UKA5510	Rodamientos de cerámica	solo para colores UKA5502 a 5509		105,00
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
<b>FIJACION RUEDAS TRASERAS</b>				
DKA6020	◆ Posición ruedas traseras estándar		(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240 )	◆
DKA6030	Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	256,90
DKA6040	Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070)	333,98



Código	Descripción		P.V.P €
<b>EJE CAIDA - 1r EJE</b>			
DKA6050	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°		(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6550, 6950, 7230 ) 505,85
DKA6060	◆	Eje estándar	◆
DKA6070		Eje carbono	(NC : 6950 ) 194,67
<b>POSICION PRIMER EJE</b>			
DKA6100		1º posición delantera	○
DKA6110		2º posición delantera	(NC 6230, 6240 ) ○
DKA6120		3º posición delantera	(NC 6230, 6240 ) ○
DKA6130		4º posición delantera	(NC 6230, 6240 ) ○
DKA6140		5º posición delantera	(NC 6230, 6240 ) ○
<b>CAIDA PRIMER EJE</b>			
DKA6200		0° caída	(NC : 6270 ) ○
DKA6210	◆	3° caída	◆
DKA6220		6° caída	(NC 6240, 6250, 6950 ) ○
<b>SEGUNDO EJE</b>			
DKA6230		Estándar	(NC: 6500, 6950) 116,28
DKA6240		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230) 505,85
<b>CAIDA SEGUNDO EJE</b>			
DKA6250		0° caída	○
DKA6260		3° caída	○
DKA6270		6° caída	○
<b>EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS</b>			
DKA6300		Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950 ) 114,35
<b>TAMAÑO RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6410	◆	24"	◆
DKA6420		25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 ) 226,41
DKA6430		26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240 ) 226,41
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6500	◆	Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	(NC : todos los aros, 6625, 6900, 6910 ) ◆
DKA6510		Ruedas KÜSCHALL STAREC 22", 24", 26" radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26" / buje natural, radios color plata para ruedas 22", (NC : 6625 ) ○
DKA6520		Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros	( NC : 6660 ) 369,54
DKA6550		Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	„UNIQUE - Colores de radios disponibles UNIQUE - colores de rodamientos disponibles“ ( NC : 6625, 6660, 6910 ) 657,67
UKA6551		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	„UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible “ (NC : 6660, 6910, 7900, 7910 ) 1.250,00
UKA6552		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	„UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible “ (NC : 6660, 6910, 7900, 7910 ) 1.290,00
UKA6553		24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	„UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible “ (NC : 6660, 6910, 7900, 7910 ) 1.400,00
UKA6554		24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	„UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible “ (NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7900 ) 1.550,00
<b>UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY</b>			
UKA6557		Azul	250,00
UKA6558		Dorado	250,00
UKA6559		Verde	250,00
UKA6560		Naranja	250,00
UKA6561		Rojo	250,00
UKA6562		Púrpura	250,00
<b>UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY</b>			
UKA6563		Azul	250,00
UKA6564		Dorado	250,00
UKA6565		Plata	250,00
UKA6566		Verde	250,00



ETRTO	
LENCO PRIMO SENTINEL :	24" : 25-540
	25" : 25-559
	26" : 25-590
MAXXIS LIGHT GUARD :	24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :	24" : 25-540



Código	Descripción		P.V.P €
UKA6567	Naranja		250,00
UKA6568	Rojo		250,00
UKA6569	Púrpura		250,00
<b>UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY</b>			
UKA6570	Azul		250,00
UKA6571	Verde		250,00
UKA6572	Naranja		250,00
UKA6573	Rosa		250,00
UKA6574	Rojo		250,00
UKA6575	Púrpura		250,00
UKA6576	Blanco		250,00
UKA6577	Amarillo		250,00
<b>UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY</b>			
UCA6579	Rodamientos de cerámica		351,00
<b>CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6600	◆	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)	◆
DKA6625		24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm	72,18
DKA6630		24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	72,18
DKA6660		24" X 1.3/8" maciza negra (NC : 6680, 7230 )	72,18
<b>PROTECCION ANTIPINCHAZO</b>			
DKA6680		Protección antipinchazo (NC :6690, 7230 )	99,73
<b>AROS DE PROPULSIÓN</b>			
DKA6700		24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	161,09
DKA6710		24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	124,07
DKA6720		24" Titanio, dist. 3 cm Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	269,33
DKA6740		24", 25" Carbolife Gekko L, dist. 3 cm Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6750		24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	349,80
DKA6760		24" Carbolife Curve L dist. 30 mm Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	330,12
DKA6770		24" Carbolife QUADRO Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6780		24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm „Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm <b>UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS N°2/3 DISPONIBLE"</b>	○
DKA6790		24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist 3 cm Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○
<b>PROTECTORES RADIOS</b>			
DKA6900		24", 26" Transparentes	161,91
DKA6910		24", 26" negros	161,91
<b>KIT ALBER</b>			
DKA6950		Placa adaptación Twion & E-Motion M25 (NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	625,47
<b>UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS</b>			
UKA6960		<b>UNIQUE</b> - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS & TAPA RODAMIENTOS	200,00
UKA6961		<b>UNIQUE</b> - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS, PLACA RESPALDO, AROS (SOLO AROS UKA6780) & TAPA RODAMIENTOS	410,00
UKA6962		<b>UNIQUE</b> - KIT 3 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS, PLACA RESPALDO, AROS (SOLO DKA6780), TAPA RODAMIENTOS & TUBO REPOSAPIÉS (DKA3200)	587,00
<b>UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM</b>			
UKA6963		Rojo	○
UKA6964		Púrpura	○
UKA6965		Cobre	○
UKA6966		Verde	○
UKA6967		Naranja	○
UKA6968		Dorado	○
UKA6969		Champagne	○
UKA6970		Rosa	○
UKA6971		Azul	○
UKA6972		Acabado Espejo pulido	○
<b>SEGURIDAD</b>			
<b>FRENOS</b>			
DKA7210	◆	Frenos de empuje, palanca angulada	◆
DKA7230		Frenos Performance (NC : 7300 )	137,80
DKA7240		Frenos activos (NC : 7300 )	81,03



Código	Descripción	P.V.P €
DKA7250	Frenos Activos ligeros (NC : 7300 )	140,60
<b>PROLONGADOR PALANCA FRENO</b>		
DKA7300	Prolongador palanca freno para freno estándar	75,91
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>		
<b>ANTIVUELCO</b>		
DKA7500	Antivuelco derecho	194,16
DKA7510	Antivuelco izquierdo	194,16
DKA7520	Antivuelco ambos lados (NC : 8300 )	388,32
<b>KIT TRANSPORTE</b>		
DKA7600	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	12,00
<b>CINTURONES</b>		
DKA7800	Cinturón estándar	97,04
DKA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	113,72
DKA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72
DKA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72
<b>ILUMINACIÓN PASIVA</b>		
DKA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)	19,47
DKA7910	Iluminación pasiva sin montar	10,82
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>PROTECTORES CHASIS</b>		
DKA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.	39,38
<b>SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)</b>		
DKA8200	Soporte para bastones, montaje derecha	86,62
DKA8210	Soporte para bastones, montaje izquierda	86,62
<b>RUEDAS TRANSIT</b>		
DKA8300	Ruedas transit	201,76
<b>OTRAS OPCIONES</b>		
DKA8500	Bomba de hinchado - Nuevo	19,67
DKA8550	Kit de herramientas	16,22
DKA8650	Bolsa de transporte para ruedas traseras 22, 24, 25, 26	62,06
DKA8600	Set ajuste altura trasera	49,99
DKA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	486,68
DKA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11
DKA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93



**Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera**

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

**Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL**

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	480	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	480	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450	IC	490	370-460	IC	500	370-470	IC
	490	380-460	IC	500	380-470	IC	510	380-480	IC
	500	390-470	IC	510	390-480	IC	520	390-490	IC
90º aducción	480	390-440	IC	490	390-450	IC	500	390-460	IC
	490	400-450	IC	500	400-460	IC	510	400-470	IC
	500	410-460	IC	510	410-470	IC	520	410-480	IC

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo  
UL: largo de pierna

**Tabla 6**

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DKA2410/2420/2450)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Sin puños (DKA2400)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños ajustables altura integrados (DKA2440)												
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

\*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

 OK

 No Compatible