

Rea® Clematis® PRO STOCK **matrx** **CE**

Silla de posicionamiento con chasis de acero.
Equipada con basculación de asiento 25° y inclinación de respaldo 30° mediante pistón neumático.
Reposapiernas elevables con paleta multiajustable como estándar. Respaldo rígido con cojín anatómico Laguna, ajustable en altura.
Puños regulables en altura.
Cojín de asiento de espuma anatómico Flo-Shape con tapizado negro suave.
3 anchos de asiento disponibles (390, 440, 490 mm)
Regulación en profundidad de la placa de asiento (420 - 480 mm).
Altura asiento: 450 mm.
Reposabrazos desmontables, regulables en altura con almohadilla estándar.

Ruedas de 12" o 24" con aros extraíble rápido (QR).
2 frenos y 2 antivuelcos abatibles.

NUEVO

Doble soporte de reposabrazos (+2,5 cm en cada lado) como estándar.
Color de chasis Beige perla.

Peso máximo de usuario : 135 kg
Código Prescripción: S0020084*
(Categoría: SRM 050A).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :







Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg** *Código provisional (pendiente de validación)

Código	Descripción	P.V.P €
Ruedas trasera de 24" - Cubierta maciza*		
DVI673843	Ancho de asiento 39 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 24" macizas.	1.058,40
DVI673844	Ancho de asiento 44 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 24" macizas.	1.058,40
DVI673846	Ancho de asiento 49 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 24" macizas.	1.058,40
Ruedas trasera de 12" - Cubierta maciza		
DVI673847	Ancho de asiento 39 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 12" macizas.	1.058,40
DVI673848	Ancho de asiento 44 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 12" macizas.	1.058,40
DVI673849	Ancho de asiento 49 cm , ruedas del. 8" macizas, cojín Flo-Shape , ruedas traseras de 12" macizas.	1.058,40
ACCESORIOS (se entregan por separado / sin montar)**		
API663114	Taco abductor	64,48
API648803	Reposabrazos hemipléjico Izq. (parte superior con unidad giratoria)	98,75
API648804	Reposabrazos hemipléjico Der. (parte superior con unidad giratoria)	98,75
API667780	Protectores de radios ruedas 24" Frost (par)	107,12
AP60122729	Reposacabezas envolvente ajustable	89,25
API666582	Reposacabezas con soporte mejillas	170,00
AP60122046	Reposacabezas simple	47,25
API552651	Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado negro suave TR26) - Unidad. Izq. Incluye kit de montaje - Unidad	78,75
API552652	Soporte lateral de tronco fijo (Tapizado negro suave TR26) - Unidad. Der. Incluye kit de montaje - Unidad	78,75
API552655	Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado negro suave TR26) - Unidad. Izq. Incluye kit de montaje - Unidad	93,77
API552656	Soporte lateral de tronco abatible (Tapizado negro suave TR26) - Unidad - Derecho - regulable en altura (Incluye kit de montaje)	93,77
API570748	Mesita desmontable M para anchura asiento 390 mm. Incluye kit de anclajes Para pedir sistema de bloqueo: ver código API572460	152,25
API570749	Mesita desmontable L para anchura asiento 440 mm . Incluye kit de anclajes Para pedir sistema de bloqueo: ver código API572460	152,25
API570775	Mesita desmontable XL para anchura asiento 490 mm. Incluye kit de anclajes Para pedir sistema de bloqueo: ver código API572460	152,25
API572460	Sistema de bloqueo para mesita (par)	35,00
API667776	Media mesita transparente abatible izquierda (incluye soporte reposabrazos goma estrecha)	86,00
API667777	Media mesita transparente abatible derecha (incluye soporte reposabrazos goma estrecha)	86,00
API604625	Acolchado media mesita	52,00
API440897	Porta suero completo - Imprescindible pedir reposacabezas	56,36
API551066	Cinturón pélvico	34,35



* POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS, CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO:

- Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm
- Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm

** Códigos válidos solo con pedido de silla Clematis Pro Stock

Código	Descripción	P.V.P €
OTROS ACCESORIOS (se entregan por separado / sin montar)		
SP60109414 + SP1667876	Almohadilla Concava (unidad) - Válida para lado derecho o Izquierdo (pedir código SP1667876: Kit Fijacion) - Precio PVO: consultar Departamento Atención al Cliente o E-Commerce	
AP1667778	Kit transit (ruedas 12" macizas) - Precio PVO: consultar Departamento Atención al Cliente o E-Commerce	



SP60109414



AP1667778



Ruedas 8"

Cojín Flo-Shape