

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® Matr^x MAC NUEVO **matr^x®**

Respaldo modular & multi-ajustable, con estructura rígida de aluminio con diseño anatómico. Soporte para la cintura escapular, especialmente útil para uso en sillas con basculación y/o reclinación.
Espuma de doble capa con 2 firmezas diferentes. Cojín HUG de Stamina Fiber™ muy suave disponible para mayor inmersión, confort y envolvimiento del paciente.
Soportes laterales opcionales con longitud de 9 a 23 cm de profundidad. Posibilidad de combinar diferentes medidas para soporte asimétrico.
Posibilidad de ajustar el respaldo en altura, con el paciente sentado en la silla.
Fijaciones estándar incluidas (respaldos MAC para alturas de 46 a 56 cm).
Fijaciones Mini incluidas (respaldos MAC para alturas de 41 cm).
Interfaz Heavy-duty para fijación reposacabezas, incluido.
Peso máximo usuario: 136 kg
Categoría SRM 040D

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
Etapa 1: ELEGIR EL TIPO DE RESPALDO		
TIPO DE RESPALDO		
	Respaldo Matr^x MAC - Cojín de espuma HR de doble capa : 2 firmezas (super suave & firme) - Fijaciones para montar el respaldo en la silla incluidas (Estándares o Mini según altura respaldo) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3 - Peso máximo usuario: 136 Kg	570,00 €
	Respaldo Matr^x MAC HUG - Cojín de Stamina Fiber™ Muy Suave. Fijaciones para montar el respaldo en la silla incluidas (Estándares o Mini según altura respaldo) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3 - Peso máximo usuario: 136 Kg	570,00 €

Etapa 2: ELEGIR LA TALLA DEL RESPALDO						
Respaldo Matr^x MAC con cojín de ESPUMA HR 2 capas - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3						
Peso Máximo de usuario: 136Kg						
Fijaciones Quick Release (QR*) incluidas: Estándares (respaldos altura 460/510/560 mm) / Mini (respaldos altura 410 mm)						
Anchura de respaldo	Para montaje en sillas con anchura de	Anchura de tronco indicativa	Altura de respaldo			
			410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
410 mm	380mm - 460mm	≤ 310mm	1634608	1634609	1634610	1634611
430 mm	410mm - 480mm	≤ 330mm	1634612	1634613	1634614	1634615
460 mm	430mm - 510mm	≤ 360mm	1634616	1634617	1634618	1634619
480 mm	460mm - 530mm	≤ 380mm	1634620	1634621	1634622	1634623
510 mm	480mm - 560mm	≤ 410mm	1634624	1634625	1634626	1634627

*QR = Extracción Rápida



Etapa 2: ELEGIR LA TALLA DEL RESPALDO

Respaldo Matrix MAC con Cojín de Stamina Fiber™ Muy Suave (fijaciones incluidas) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3

Peso Máximo de usuario: 136Kg

Fijaciones Quick Release (QR*) incluidas: Estándares (respaldos altura 460/510/560 mm) / Mini (respaldos altura 410 mm)

Anchura de respaldo	Para montaje en sillas con anchura de	Anchura de tronco indicativa	Altura de respaldo			
			410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
410 mm	380mm - 460mm	≤ 310mm	1634678	1634679	1634680	1634681
430 mm	410mm - 480mm	≤ 330mm	1634682	1634683	1634684	1634685
460 mm	430mm - 510mm	≤ 360mm	1634686	1634687	1634688	1634689
480 mm	460mm - 530mm	≤ 380mm	1634690	1634691	1634692	1634693
510 mm	480mm - 560mm	≤ 410mm	1634694	1634695	1634696	1634697

*QR = Extracción Rápida



Etapa 3: ELEGIR LA PROFUNDIDAD DE LOS SOPORTES LATERALES

Nota: Puedes combinar diferentes tamaños; siempre recomendamos elegir un soporte lateral para cada lado.

¡Ojo! La profundidad del soporte lateral queda reducida de 1.5 cm por lado debido al grosor del cojín de respaldo)

Soporte Lateral Derecho

1634628	Profundidad de 9 cm	100,00 €
1634629	Profundidad de 15 cm	100,00 €
1634630	Profundidad de 23 cm	100,00 €

Soporte Lateral Izquierdo

1634628	Profundidad de 7.5 cm	100,00 €
1634629	Profundidad de 15 cm	100,00 €
1634630	Profundidad de 23 cm	100,00 €



ETAPA 4: ELEGIR LOS ACCESORIOS (OPCIONAL)		
Fijaciones para respaldos Matrx MAC		
Todas las fijaciones pueden ajustarse en altura, profundidad y ángulo. Los respaldos MAC ya se suministran con fijaciones.		
Elija un juego de fijaciones solo en caso de necesitarlas para una segunda silla u otro tipo de fijaciones diferentes a las que vienen incluidas como estándar		
1545275	Fijaciones estándares, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	199,00 €
1626822	Fijaciones Mini, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura hasta 410 mm	210,00 €
1632764	Fijaciones Mini, fijas, par (peso max. 136 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura de 410 mm únicamente	250,00 €
1632766	Fijaciones estándares, fijas, par (peso max. 227 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	250,00 €
1545278	Fijaciones 4 puntos, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Adecuadas para montaje en sillas de chasis rígido o con tensor de respaldo - compatibles con todas las alturas	210,00 €
1544776	Fijaciones estándares reforzada HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	290,00 €
1632765	Fijaciones Mini reforzadas HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura de 410 mm únicamente	270,00 €
Accesorios adicionales para respaldos Matrx		
1632759	Cuña lumbar (Se puede cortar a la medida deseada según necesidades)	50,00 €
1632760	Cinturón abdominal PostureFlex, Talla M (405 mm - 580 mm x 165 mm)	230,00 €
1632761	Cinturón abdominal PostureFlex, Talla L (505 mm - 810 mm x 175 mm)	230,00 €
1632796	Cincha adicional apertura Cinturón abdominal (ideal para tetrapléjicos)	60,00 €
1632758	Kit soporte arnés para respaldos anchuras 410 a 510 mm	75,00 €
1551800	Protección de privacidad, talla S (380 mm X 410 mm)	65,00 €
1551903	Protección de privacidad, talla M (430 mm X 460 mm)	65,00 €
1551904	Protección de privacidad, talla L (480 mm X 510 mm)	65,00 €



1545275



1626822



1632766



1545278



1544776



1632765



1632764



1632760 / 1632761



1632759



Protección de privacidad



Protección de privacidad



1632796



1632758