

AQUATEC®

Marina



Tabla de bañera cómoda
y segura



Yes, you can.®



Invacare **Marina**


La tabla de bañera H112 Marina le ofrece todo lo necesario para tener una higiene diaria cómoda y segura, gracias a las 4 patas de fijación que se adaptan a casi todas las bañeras. La H112 Marina no sólo tiene como características una superficie fácil de limpiar o una manija estable para una transferencia segura, sino que también es realmente muy atractiva.

- Puño/ asa azul 1525942
- Pie con tornillo de ajuste 1541331
- antideslizante (unidad) 11197

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Referencia	Invacare Marina
Tabla de bañera con asa	1541330
Dimensiones	
Ancho total	360 mm (A)
Profundidad total	690 mm (B)
Altura total	160 mm (C)
Ancho con asa	180 mm (D)
Rango de ajuste, medida interior	400 - 620 mm (E)
Más información	
Peso	1.6 kg
Capacidad de carga	150 kg
Color	Blanco



Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®