

**Invacare IBERIA**

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)

[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Küschall**  
UNLIMIT YOUR WORLD



**Yes, you can.®**

## KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract

**NUEVO**



Silla manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.**

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.

Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo.

Peso máximo del usuario : 130 kg

Descubre nuestra versión Küschall **K-SERIES 2.0™** con opciones de Titanio, carbono y ruedas High Performance como estándar para un mayor rendimiento y un peso más ligero (-1 kg).

Configura tu silla con el nuevo visualizador: [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida ! No se admiten devoluciones !

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract : Código provisional Prescripción : **50027909** (Categoría SRM 030D)



**BP** Bodypoint



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo


**Peso usuario =**

**Kg**

| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN  | PVP  |
|--|--|--|
| <b>MODEL</b>                           |  |  |
| DKD0073                                | <input checked="" type="checkbox"/> KÜSCHALL K-SERIES 2.0 <small>Attract</small> | <b>1.818,95</b>  |
| <b>PACK POSICIONAMIENTO</b>            |  |  |
| DKD0220                                | PACK 2- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / MX2                      | 1.093,15   |
| DKD0230                                | PACK 3- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / ELITE E2                 | 1.093,15   |
| <b>ASIENTO</b>                         |  |  |
| <b>CHASIS Material / Ángulo / Tipo</b> |  |  |
| DKD1040                                | CHASIS ALUMINIO 75°  | NC :1500; 1510; 7300 <input type="checkbox"/>  |
| DKD1050                                | CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)                                       | NC :1500; 1510; 1755; 1760; 1765; 7300 99,75   |
| DKD1060                                | CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM   | NC :1450; 1465; 1475; 1755; 1760; 1765; 1770; 1775 99,75   |
| DKD1070                                | CHASIS ALUMINIO 90°  | NC :1500; 1510; 7300 <input type="checkbox"/>  |
| DKD1080                                | CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)                                       | NC :1500; 1510; 1755; 1760; 1765; 5450; 5500; 5502; 7300 99,75   |
| DKD1090                                | CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM   | NC :1450; 1465; 1475; 1755; 1760; 1765; 1770; 1775 99,75   |
| <b>ANCHURA ASIENTO (SW)</b>            |  |  |
| DKD1310                                | 320 MM   | NC :2150; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450 32,45 |



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                         |  | PVP   |
|---|-------------------------------------|--|-------|
| DKD1315   | 340 MM                              | NC :2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2800; 3450 | ○     |
| DKD1320   | 360 MM                              | NC :2370; 2372; 2400; 2740; 7248; 2750   | ○     |
| DKD1325   | 380 MM                              | NC :2372; 2400   | ○     |
| DKD1330   | 400 MM                              | NC :2366; 2372; 2400   | ○     |
| DKD1335   | 420 MM                              | NC :2366; 2368; 2400   | ○     |
| DKD1340   | 440 MM                              | NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746   | ○     |
| DKD1345   | 460 MM                              | NC :2240; 2366; 2368; 2370; 2400; 2602; 2746; 7248   | ○     |
| DKD1350   | 480 MM                              | NC :2240; 2357; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750   | ○     |
| DKD1355   | 500 MM                              | NC :2150; 2240; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2315; 2316; 2317; 2318; 2357; 2366; 2368; 2370; 2372; 2602; 2746; 7248; 2750   | 32,45 |
| <b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)</b>  |                                     |  |       |
| DKD1410   | 350 MM                              | NC :1530; 1540; 2602; 2740; 2742; 2744; 2746; 7248; 2750; 2910; 7810; 7820; 7830; 7900   | ○     |
| DKD1420   | 375 MM                              | NC :2740; 2742; 2744; 7248; 2750; 7810; 7820; 7830; 7900   | ○     |
| DKD1435   | ◆ 400 MM                            |  | ◆     |
| DKD1450   | 425 MM                              | NC :2746   | ○     |
| DKD1465   | 450 MM                              | NC :2602; 2746; 7248   | ○     |
| DKD1475   | 475 MM                              | NC :2602; 2746; 7248; 2750   | ○     |
| DKD1490   | 500 MM                              | NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750   | ○     |
| DKD1495   | 525 MM                              | NC :2602; 2740; 2746; 7248; 2750   | 32,45 |
| <b>POSICIÓN ASIENTO (SP)</b>  |                                     |  |       |
| DKD1500   | Posición 1 = 140 MM (la más activa) | La más activa / la menos estable   | ○     |
| DKD1510   | Posición 2 = 125 MM                 |  | ○     |
| DKD1520   | ◆ Posición 3 = 110 MM               |  | ◆     |
| DKD1530   | Posición 4 = 95 MM                  |  | ○     |
| DKD1540   | Posición 5 = 80 MM (la más estable) | La menos activa / la más estable   | ○     |
| <b>ALTURA RESPALDO (BH)</b><br>Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6) |                                     |  |       |
| DKD1605   | 270 MM                              | NC :2332; 2334; 2335; 2300; 2305; 2310; 2332; 2334; 2335; 2360   | ○     |




| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN |   | PVP |
|---|-------------|---|-----|
| DKD1610                                       | 285 MM      | NC :2332; 2334;<br>2335; 2300; 2305;<br>2310; 2332; 2334;<br>2335; 2360   | ○   |
| DKD1615                                       | 300 MM      | NC :2332; 2334;<br>2335; 2300; 2305;<br>2310; 2332; 2334;<br>2335; 2360   | ○   |
| DKD1620                                       | 315 MM      |   | ○   |
| DKD1625                                       | 330 MM      | Seleccionar si quiere pedir un respaldo<br>Matrix con puños ajustables en altura<br>(DKA2440)   | ○   |
| DKD1630                                       | 345 MM      |   | ○   |
| DKD1635                                       | 360 MM      | NC :2240  | ○   |
| DKD1640                                       | ◆ 375 MM    | NC :2240  | ◆   |
| DKD1645                                       | 390 MM      | NC :2240  | ○   |
| DKD1650                                       | 405 MM      | NC :2240  | ○   |
| DKD1655                                       | 420 MM      | NC :2240  | ○   |
| DKD1660                                       | 435 MM      | NC :2220; 2240;<br>2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331;<br>2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315;<br>2316; 2317; 2318;<br>2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○   |
| DKD1665                                       | 450 MM      | NC :2220; 2240;<br>2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331;<br>2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315;<br>2316; 2317; 2318;<br>2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○   |
| DKD1670                                       | 465 MM      | NC :2220; 2240;<br>2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331;<br>2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315;<br>2316; 2317; 2318;<br>2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○   |
| DKD1675                                       | 480 MM      | NC :2220; 2240;<br>2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331;<br>2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315;<br>2316; 2317; 2318;<br>2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○   |
| <b>ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ( FSTF)</b> |             |   |     |
| DKD1740                                       | 450 MM      | NC :5450; 5500;<br>5502   | ○   |
| DKD1745                                       | 460 MM      | NC :5450; 5500;<br>5502   | ○   |
| DKD1750                                       | 470 MM      |   | ○   |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN |  | PVP   |          |   |
|---|-------------|--|---|----------|---|
| DKD1755   |             | 480 MM   | ○   |          |   |
| DKD1760   |             | 490 MM   | ○   |          |   |
| DKD1765   | ◆           | 500 MM   | ◆   |          |   |
| DKD1770   |             | 510 MM   | ○   |          |   |
| DKD1775   |             | 520 MM   | ○   |          |   |
| <b>ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)</b>  |             |  |   |          |   |
| DKD1815   |             | 390 MM   | NC :9341; 6050;<br>6060; 9112   | ○        |   |
| DKD1820   |             | 400 MM   | NC :9341; 6050;<br>6060; 9112   | ○        |   |
| DKD1825   |             | 410 MM   | NC :9341  | ○        |   |
| DKD1830   |             | 420 MM   |   | ○        |   |
| DKD1835   | ◆           | 430 MM   |   | ◆        |   |
| DKD1840   |             | 440 MM   |   | ○        |   |
| DKD1845   |             | 450 MM   |   | ○        |   |
| DKD1850   |             | 460 MM   |   | ○        |   |
| DKD1855   |             | 470 MM   |   | ○        |   |
| DKD1860   |             | 480 MM   |   | ○        |   |
| DKD1865   |             | 490 MM   |   | ○        |   |
| <b>LARGO DE PIERNA (LLL)</b>  |             |  |   |          |   |
| <b>Para LLL &lt; 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior</b> |             |  |   |          |   |
| DKD1918   |             | 290 MM   |   | ○        |   |
| DKD1920   |             | 300 MM   |   | ○        |   |
| DKD1922   |             | 310 MM   |   | ○        |   |
| DKD1924   |             | 320 MM   |   | ○        |   |
| DKD1926   |             | 330 MM   |   | ○        |   |
| DKD1928   |             | 340 MM   |   | ○        |   |
| DKD1930   |             | 350 MM   |   | ○        |   |
| DKD1932   |             | 360 MM   |   | ○        |   |
| DKD1934   |             | 370 MM   |   | ○        |   |
| DKD1936   |             | 380 MM   |   | ○        |   |
| DKD1938   |             | 390 MM   |   | ○        |   |
| DKD1940   |             | 400 MM   |   | ○        |   |
| DKD1942   |             | 410 MM   |   | ○        |   |
| DKD1944   |             | 420 MM   |   | ○        |   |
| DKD1946   | ◆           | 430 MM   |   | ◆        |   |
| DKD1948   |             | 440 MM   |   | ○        |   |
| DKD1950   |             | 450 MM   |   | ○        |   |
| DKD1952   |             | 460 MM   |   | ○        |   |
| DKD1954   |             | 470 MM   |   | ○        |   |
| DKD1956   |             | 480 MM   |   | ○        |   |
| <b>RESPALDO</b>   |             |  |   |          |   |
| <b>MATERIAL RESPALDO</b>  |             |  |   |          |   |
| DKD2000   | ◆           | Aluminio   |   | ◆        |   |
| <b>TIPO RESPALDO</b>  |             |  |   |          |   |
| DKD2100   | ◆           | Respaldo estándar,<br>con barra soldada  | NC :2241; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320;<br>2322; 2325; 2330;<br>2331; 2332; 2334;<br>2335; 2340; 2345;<br>2350; 2355; 2357;<br>2300; 2305; 2310;<br>2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331;<br>2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2360;<br>2500 | ◆        |   |
| DKD2150   |             | Respaldo con barra soldada más baja para<br>montar respaldos rígidos. Altura tubos de<br>respaldo 285 mm | Para respaldo<br>Matrix   | NC :2240 | ○ |



2000/2100



2150

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |   |   | PVP                                      |  |        |   |
|--|-------------|---|---|--|--|--------|---|
| <b>TAPIZADO RESPALDO</b>                                       |             |   |   |  |  |        |   |
| DKD2220  | ◆           | Tapizado ajustable tensión premium negro  |   | ◆  | NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500 |        |   |
| DKD2240  |             | Sin tapizado de respaldo  | Seleccionar si quiere pedir un respaldo rígido tipo MATRX | ○  | NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305   |        |   |
| <b>RESPALDOS MATRX</b>   |             |   |   |  |  |        |   |
| <b>La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo</b> |             |   |   |  |  |        |   |
| <b>Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS</b>                    |             |   |   |  |  |        |   |
| DKD2300  |             | Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)            | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM | NC :2400; 2410; 7800   | 770,00 |    |
| DKD2305  |             | Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)           | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM | NC :2400; 2410; 7800   | 770,00 |   |
| DKD2310  |             | Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)          | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM | NC :2400; 2410   | 770,00 |  |
| DKD2315  |             | Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)          | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM | NC :2400; 2410   | 770,00 |   |
| DKD2316  |             | ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410; 7800   | 770,00 |   |
| DKD2317  |             | ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410; 7800   | 770,00 |   |
| DKD2318  |             | ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410; 7800   | 770,00 |   |
| DKD2320  |             | Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410   | 770,00 |   |
| DKD2322  |             | ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410   | 770,00 |   |
| DKD2325  |             | Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410   | 770,00 |   |
| DKD2330  |             | Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)  |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410   | 770,00 |   |
| DKD2331  |             | ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)  |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410   | 770,00 |   |
| DKD2332  |             | ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)           |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410; 7800   | 770,00 |   |
| DKD2334  |             | ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)           |   | No posible con SW ≤ 340 MM               | NC :2410; 7800   | 770,00 |   |



02220




2300-2315






2316-2357

| CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN   |   |                | PVP    |
|--------------------------------|---|---|----------------|--------|
| DKD2335                        | Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)   | No posible con SW ≤ 340 MM  | NC :2410; 7800 | 770,00 |
| DKD2340                        | Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)   | NNo posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410       | 770,00 |
| DKD2345                        | Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)   | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM  | NC :2410       | 770,00 |
| DKD2350                        | Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)  | NNo posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410       | 770,00 |
| DKD2355                        | ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)  | NNo posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410       | 770,00 |
| DKD2357                        | ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)  | NNo posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410       | 770,00 |
| <b>ANCHURA RESPALDO MATRIX</b> |   |   |                |        |
| DKD2360                        | 360 MM  | anchura de tronco indicativa: 265 MM  |                | ○      |
| DKD2362                        | 380 MM  | anchura de tronco indicativa: 290 MM  |                | ○      |
| DKD2364                        | 410 MM  | anchura de tronco indicativa: 315 MM  |                | ○      |
| DKD2366                        | 430 MM  | anchura de tronco indicativa: 340 MM  |                | ○      |
| DKD2368                        | 460 MM  | anchura de tronco indicativa: 370 MM  |                | ○      |
| DKD2370                        | 480 MM  | anchura de tronco indicativa: 390 MM  |                | ○      |
| DKD2372                        | 510 MM  | anchura de tronco indicativa: 420 MM  |                | ○      |
| <b>PUÑOS</b>                   |   |   |                |        |
| DKD2400                        | ◆ Sin puños   |   |                | ◆      |
| DKD2410                        | ○ Puños fijos, mini   |   |                | ○      |
| DKD2420                        | ○ Puños fijos, largos   |   |                | ○      |
| DKD2430                        | ○ Puños ajustables en altura, montaje trasero   |   |                | 240,00 |
| DKD2440                        | ○ Puños ajustables en altura, integrados  | Con respaldo Matrix : montaje de los puños solo posible de 340mm a 460mm desde el asiento |                | 216,99 |
| DKD2450                        | ○ Puños plegables   | No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares                         |                | 263,06 |
| <b>ANGULO RESPALDO</b>         |   |   |                |        |
| DKD2500                        | ○ 74° respecto al asiento   | Consultar disponibilidad  |                | ○      |
| DKD2520                        | ○ 78° respecto al asiento   |   |                | ○      |
| DKD2540                        | ◆ 82° respecto al asiento   |   |                | ◆      |
| DKD2560                        | ○ 86° respecto al asiento   |   |                | ○      |
| DKD2580                        | ○ 90° respecto al asiento   |   |                | ○      |
| DKD2590                        | ○ 94° respecto al asiento   |   |                | ○      |
| <b>ASIENTO</b>                 |   |   |                |        |
| <b>TAPIZADO ASIENTO</b>        |   |   |                |        |
| DKD2600                        | ◆ Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)  |   |                | ◆      |
| DKD2601                        | ○ Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas) |   |                | 27,04  |
| <b>COJÍN ASIENTO</b>           |   |   |                |        |
| DKD2700                        | ○ Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top   |   | NC :2860       | 91,86  |
| DKD2710                        | ○ FLO-TECH LITE - altura 78 mm  |   | NC :2860       | 105,43 |
| DKD2720                        | ○ MATRIX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm  | No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM<br>SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM      |                | 323,15 |
| DKD2740                        | ○ CLASSIC VISCO 75 X 400 mm - altura 75 mm  | Solo para usuarios hasta 50 kg  | NC :2860       | 105,43 |
| DKD2742                        | ○ CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - altura 75 mm   | Solo para usuarios hasta 100 kg   | NC :2860       | 105,43 |
| DKD2744                        | ○ CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - altura 75 mm   | Solo para usuarios hasta 100 kg   | NC :2860       | 105,43 |




2740 - 2746

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |  |  | PVP   |
|--|---|--|--|---|
| DKD2746  | CLASSIC VISCO<br>455 X 400 mm -<br>altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 100 kg  | NC :2860   | 105,43  |
| DKD2748  | CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm                |  |  | 105,43  |
| <b>BOLSA ASIENTO</b>   |   |  |  |   |
| DKD2800  | Bolsa asiento delantera, desmontable            |  |  | 74,49   |
| <b>BASE RÍGIDA</b>   |   |  |  |   |
| DKD2860  | Base rígida                                     |  |  | 46,81   |
| <b>BOLSA TAPIZADO ASIENTO<br/>Para montar debajo del asiento</b>   |   |  |  |   |
| DKD2910  | Bolsa grande                                    |  |  | 59,95   |
| <b>REPOSAPIÉS</b>  |   |  |  |   |
| <b>MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)</b>   |   |  |  |   |
| DKD3200  |   | Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado  |  |   |
| <b>PALETA REPOSAPIÉS</b>   |   |  |  |   |
| DKD3290  | Paleta plástico atornillada para reposapiés     |  |  | 59,05   |
| <b>CINCHAS PARA LOS PIES</b>   |   |  |  |   |
| DKD3300  |   | Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis  |  |   |
| DKD3305  |   | Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes                              | NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR                              | NC :6500  |
| <b>PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS</b>   |   |  |  |   |
| <b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>  |   |  |  |   |
| DKD3405  |   | Protectores de ropa abatibles, composite   | Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm                        |   |
| DKD3420  |   | Protectores de ropa abatibles , carbono  | Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm                        | NC :3425; 3426; 0006; 0007; 3480; 3490 200,00       |
| DKD3440  |   | Protectores ropa antisalpicaduras desmontables, carbono  | Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm                       | NC :3425; 3426; 0006; 0007; 3480; 3490; 9341 250,00 |
| DKD3450  |   | Protectores ropa antisalpicaduras, desmontables, composite   | Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm                       | NC :3425; 3426; 0006; 0007; 3480; 3490; 9341        |
| <b>REPOSABRAZOS (PAR)</b>  |   |  |  |   |
| DKD3480  |   | Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort |  | 235,24  |
| DKD3490  |   | Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)   | No posible con RSTF < 420 MM   | 235,24  |
| DKD3495  |   | Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)   | No posible con RSTF < 420 MM   | 235,24  |
| <b>CHASIS</b>  |   |  |  |   |
| <b>COLOR CHASIS<br/>CONSULTA NUESTRO VISUALIZADOR ON-LINE <a href="http://www.kuschall.com">www.kuschall.com</a></b> |   |  |  |   |
| DKD4000  | Negro espacial (RAL 9005)                       | Personalización con calcomanía BOLD o TAG  | NC :4195   |   |
| DKD4010  | Gris antracita (RAL 7016)                       | Personalización con calcomanía BOLD o TAG  | NC :4195   |   |
| DKD4020  | Blanco puro (RAL 9016)                          | Personalización con calcomanía BOLD o TAG  | NC :4195; 4250   |   |
| DKD4030  | Rojo Carmin (RAL 3002)                          | Personalización con calcomanía BOLD o TAG  | NC :4195   |   |
| DKD4040  | Azul Celeste (RAL 5017)                         | Personalización con calcomanía BOLD o TAG  | NC :4195   |   |
| <b>ESTILO DE CALCOMANÍA</b>  |   |  |  |   |
| DKD4190  | BOLD  |  | NC :4310; EELS   | 102,74  |
| DKD4195  | TAG   |  | NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; 5000 |   |
| DKD4197  |   | Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)  |  |   |
| <b>COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)</b>                                   |   |  |  |   |
| DKD4200  | Negro   |  |  |   |
| DKD4210  | Gris oscuro                                     |  |  |   |



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |  | PVP    |
|--|--|--|--------|
| DKD4220  | Gris claro   |  | ○      |
| DKD4230  | Rojo   |  | ○      |
| DKD4240  | Azul   |  | ○      |
| DKD4250  | Dorado   |  | ○      |
| <b>COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)</b> |  |  |        |
| DKD4300  | Negro  |  | ○      |
| DKD4310  | Rojo   |  | ○      |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>   |  |  |        |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>   |  |  |        |
| DKD5050  | 4" Everyday cubierta negra                         | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504;<br>6020   | ○      |
| DKD5100  | 4" Confort cubierta negra                          | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504;<br>6020   | ○      |
| DKD5150  | 4" Starec, buje negro, cubierta negra              | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504;<br>6020   | 104,99 |
| DKD5300  | 5" Everyday, buje negro, cubierta negra            | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504  | ○      |
| DKD5350  | ◆ 5" Confort, buje negro, cubierta negra           | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504  | ◆      |
| DKD5400  | 5" Starec, buje negro, cubierta negra              | NC :5507; 5508;<br>5509; 5510; 9504  | 111,55 |
| <b>RUEDAS TRASERAS</b>   |  |  |        |
| <b>FIJACION RUEDAS TRASERAS</b>  |  |  |        |
| DKD6020  | ◆ Posición ruedas traseras estándar                | NC :6130; 6140;<br>6200; 6250  | ◆      |
| DKD6030  | Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3) | No posible con RSTF < 410 MM<br>NC :6110; 6200;<br>6210; 6250  | 256,90 |
| DKD6040  | Extensión ruedas traseras (5 posiciones)           | No posible con RSTF < 410 MM<br>NC :6110; 6210   | 333,98 |
| <b>TIPO EJE RUEDAS TRASERAS</b>  |  |  |        |
| DKD6060  | ◆ Eje estándar                                     | NC :6240   | ◆      |
| <b>POSICION EJE RUEDAS TRASERAS (Solo si extensión de ruedas traseras seleccionada)</b>  |  |  |        |
| DKD6100  | 1ª posición delantera                              | Cuando se selecciona un 2º eje, la 1ª posición desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje | ○      |
| DKD6110  | 2ª posición delantera                              |  | ○      |
| DKD6120  | 3ª posición delantera                              |  | ○      |
| DKD6130  | 4ª posición delantera                              |  | ○      |
| DKD6140  | 5ª posición delantera                              |  | ○      |
| <b>CAIDA PRIMER EJE</b>  |  |  |        |
| DKD6200  | 0° caída   | NC :6300   | ○      |
| DKD6210  | ◆ 3° caída   |  | ◆      |
| <b>TIPO EJE RUEDAS TRASERAS - SEGUNDO EJE<br/>Segundo eje en posición 5a desde parte delantera</b>   |  |  |        |
| DKD6230  | Estándar   | NC :6550   | 116,28 |
| <b>CAIDA SEGUNDO EJE</b>   |  |  |        |
| DKD6250  | 0° caída   |  | ○      |
| DKD6260  | 3° caída   |  | ○      |
| <b>EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS</b>  |  |  |        |
| DKD6300  | TETRA-CLIP   | NC :6553; 6554;<br>6557  |        |
| <b>TAMAÑO RUEDAS TRASERAS</b>  |  |  |        |
| DKD6410  | ◆ 24"  |  | ◆      |
| DKD6420  | 25"  | NC :6550; 6551;<br>6660; 6690; 6740;<br>6750; 6760; 6790;<br>6950                                      | 226,41 |
| DKD6430  | 26"  | NC :6550; 6552;<br>6553; 6554; 6557;<br>6660; 6690; 6760;<br>6770; 6780; 6790;<br>7300                 | 226,41 |



5050 / 5300



5100 / 5350



5150 / 5400



6040




6030



6300



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN   | PVP  |
|---|---|--|
| <b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>   |   |  |
| DKD6500   | Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio dist. 30 mm, neumáticos presión 7.5 bares) | Compatible con cualquier tipo de cubierta<br>No compatible con otros tipos de aros |
| DKD6510   | Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26"   | Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26"            |
| DKD6550   | Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25"   | Llanta negra, buje negro, radios radiales negros                                   |
| <b>CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>  |   |  |
| DKD6600   | 24" X 1", MAXXIS LITE GUARD   | Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)                           |
| DKD6625   | 24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT   | Protección antipinchazo (3 mm)   |
| DKD6660   | 24" X 1.3/8" maciza negra   |  |
| <b>AROS DE PROPULSIÓN</b>   |   |  |
| DKD6700   | 24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6710   | 24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm   | Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.                            |
| DKA6740   | 24", 25" Carbolife Gekko dist. 3 cm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6750   | 24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm  | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6760   | 24" Carbolife Curve L dist. 30 mm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6780   | 24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm  | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm              |
| DKD6790   | 24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist 3 cm   | Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.                            |
| <b>PROTECTORES RADIOS</b>   |   |  |
| DKD6900   | 24", 26" Transparentes  |  |
| DKD6910   | 24", 26" negros   |  |
| <b>KIT ALBER</b>  |   |  |
| DKD6950   | ANCLAJES PARA E-MOTION M25  | Incluye 2 antivuelcos ALBER / Solo con ruedas manuales 24"                         |
| <b>SEGURIDAD</b>  |   |  |
| <b>FRENOS</b>   |   |  |
| DKD7210   | Frenos de empuje, palanca angulada  |  |
| DKD7230   | Frenos Performance  |  |
| DKD7240   | Frenos activos  |  |
| DKD7250   | Frenos Activos ligeros  |  |
| <b>PROLONGADOR PALANCA FRENO</b>  |   |  |
| DKD7300   | Prolongador palanca freno para freno estándar   |  |
| <b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>  |   |  |
| <b>ANTIVUELCO</b>   |   |  |
| <b>MAX. 2 ADAPTACIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES, RUEDAS TRANSIT)</b> |   |  |
| DKD7500   | Antivuelco derecho  |  |
| DKD7510   | Antivuelco izquierdo  |  |
| DKD7520   | Antivuelco ambos lados  |  |
| <b>KIT TRANSPORTE</b>   |   |  |
| DKD7600   | Kit de transporte, incluye 4 pegatinas  | Solo disponible con altura de respaldo superior o igual a 400 mm                   |
| <b>CINTURONES</b>   |   |  |
| DKD7800   | Cinturón estándar   |  |



MAXXIS ALPHA PROTECT :  
24" : 25-540  
25" : 25-559  
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :  
24" : 25-540


MBL SPEEDLITE :  
24" : 25-540



6600



6740/6750 6760



6790

6910



7210



7600




7230

7300



7500/7510/7520



7800

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                      |  | PVP    |
|---|--|--|--------|
| <b>ILUMINACIÓN PASIVA</b>   |  |  |        |
| DKD7900   | Iluminación pasiva (montada en los radios)       |  | 19,47  |
| DKD7910   | Iluminación pasiva sin montar                    |  | 10,82  |
| <b>ACCESORIOS</b>   |  |  |        |
| <b>PROTECTORES CHASIS</b>   |  |  |        |
| DKD8010   | Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.       |  | 39,38  |
| <b>SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)</b> |  |  |        |
| DKD8200   | Soporte para bastones, montaje derecha           | NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION   | 86,62  |
| DKD8210   | Soporte para bastones, montaje izquierda         | NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION   | 86,62  |
| <b>RUEDAS TRANSIT</b>   |  |  |        |
| DKD8300   | Ruedas transit                                   |  | 201,76 |
| <b>OTRAS OPCIONES</b>   |  |  |        |
| DKD8500   | Bomba de hinchado                                | No posible con SW 340 MM   | 19,67  |
| DKD8550   | Kit de herramientas                              |  | 16,22  |
| DKD8600   | Set ajuste altura trasera                        |  | 49,99  |
| DKD8650   | Bolsa de transporte para ruedas traseras         |  | 62,06  |
| DKD8680   | Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte | Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos | 486,68 |



7900



8010



8200 / 8210



8300



8650